


KATALOG 2025

YELLOW POINT®

POLO | DENT®



**SWISSMEDICO**  
Medical Supply Service











































































**Carpule Syringe with aspiration 1950**  
 Zylinderampullenspritze mit Aspiration  
 Mit drei Aspirationshaken und Arretierung.

pro Stück

REF 20 71 05

**49.90**



Ein bisher nicht erkanntes Risiko bei der Aufbereitung Ihrer Zylinderampullenspritze ist der feine Kanal im Inneren des Spritzenkopfes. Mit der neu entwickelten DBGM patentierten Zylinderampullenspritze mit teilbarem Spritzenkopf ist eine perfekte Aufbereitung möglich.

Geeignet für die Thermodesinfektion und autoklavierbar bei 134°C.

**Cartridge Syringe Self Aspirating 1954 ME**  
 Zylinderampullenspritze Selbstaspirierend,  
 Rostfreier Stahl

Spritzenkopf mit zerlegbarem Nadelführungskopf.  
 Hergestellt aus medizinischem Edelstahl.

pro Stück

**59.90**

REF 20 71 10



**Needle Holder Crile-Wood 1155/15**  
 Nadelhalter, 15 cm

**Naht 3/0 - 5/0**

Der Crile-Wood ist beliebt für seine Standardgröße und sein schlankes Design. Sein geringes Gewicht macht ihn benutzerfreundlich. Mit Hilfe der Arretierungsoption ist eine Fixierung der Nadel möglich. Das ermöglicht eine effiziente Arbeitsweise.

pro Stück

REF 32 55 05

**47.90**

**Needle Holder Crile-Wood 1155/15TC**  
 Nadelhalter, 15 cm  
 Tungsten Carbide

**Naht 3/0 - 5/0**

Crile-Wood Nadelhalter mit Hartmetalleinsätzen für längere Lebensdauer. Die goldenen Griffe kennzeichnen diese spezielle Legierung. Die Hitzebeständigkeit ist dadurch deutlich erhöht. Thermodesinfektor (93°C) und bis 180°C sterilisierbar.

pro Stück

REF 32 55 10

**84.90**

**Needle Holder Mathieu 1160/14**  
 Nadelhalter, 14 cm

**Querschnitt. Naht 3/0 - 5/0**

Der Nadelhalter nach Mathieu ist besonders für chirurgische Nähte geeignet, bei denen der Arzt die Nadel häufig einführen muss. Der Nadelhalter hat eine Kreuzverzahnung an den Bracken für besonders sicheren Halt.

pro Stück

REF 32 55 15

**56.90**



Basierend auf Naturkautschuklatex und latexfrei (synthetischer Naturkautschuk). Die Formulierungen für beide Varianten wurden optimiert, um eine hohe Reißfestigkeit und Elastizität zu gewährleisten. Hergestellt nach FDA-Standard.

Es wird **proteinärmer Latex** verwendet, um das Risiko einer Empfindlichkeit zu minimieren. Unsere latexfreien Dämme verwenden eine speziell synthetisierte Version des Naturkautschukmoleküls, die den physikalischen Eigenschaften von Naturkautschuk sehr nahe kommt, aber keine Proteine enthält.



### Dental Dam Blue Non Latex Kofferdam blau, Latexfrei

Packung à 20 Stück

REF 34 39 00 **medium**  
REF 34 39 05 **heavy**

**19.90**



### Dental Dam Green Latex Kofferdam grün, Latex

Packung à 36 Stück

REF 34 39 10 **medium**  
REF 34 39 15 **heavy**

**12.90**

Mittlere Stärke = 0,18-0,23 mm  
Hohe Stärke = 0,23-0,28 mm

# GLASSIX+plus

PoloDent Glassix +Plus ist die neueste Generation von hoch röntgendichten und lichtleitenden Glasfaserstiften. Anatomisch geformt eignen sie sich für Wurzelkanäle (zylindrisch-konisch), eine Farbkodierung sorgt für eine einfache Identifizierung und mechanische Retentionen in 4 verschiedenen Größen.

**Indikation:** Für corona-radikuläre Wiederaufbauten.

## Vorteile:

- Optimale Röntgensichtbarkeit (350% Al.).
- Lichtdurchlässig für die Anwendung dualhärtender Harzzemente.
- Anatomisch geformt mit einer schraubenartigen Struktur - gedrehte Rillen - welche mechanische Retentionen ohne Bruchstellen bietet.
- Elastizität zum natürlichen Dentin (20 Gpa).
- Verstärkte mechanische Eigenschaften (1500 Mpa).
- Ästhetisch dank seiner transluzenten Substanz.
- 100% biokompatibel.
- Epoxy frei.

## Glassix +Plus Fiber Posts

### Intro Kit

bestehend aus:

- 5 Fiber Post Nr.1 (Ø 1,2 – 0,6 + Reamer)
- 5 Fiber Post Nr.2 (Ø 1,5 – 0,8 + Reamer)
- 5 Fiber Post Nr.3 (Ø 1,8 – 0,9 + Reamer)
- 5 Fiber Post Nr.4 (Ø 2,0 – 1,0 + Reamer)
- 1 Pilot Reamer

REF 69 24 00 **199.90**



### Refill

Packung à 10 Stück

REF 69 24 05 **Nr. 1 (Ø 1,2-0,6 mm)**

REF 69 24 10 **Nr. 2 (Ø 1,5-0,8 mm)**

REF 69 24 15 **Nr. 3 (Ø 1,8-0,9 mm)**

REF 69 24 20 **Nr. 4 (Ø 2,0-1,0 mm)**

**65.90**



## Glassix +Plus Reamer

**29.90**

Packung à 10 Stück

REF 69 24 50 **Nr. 1 (Ø 1,2-0,6 mm)**

REF 69 24 55 **Nr. 2 (Ø 1,5-0,8 mm)**

REF 69 24 60 **Nr. 3 (Ø 1,8-0,9 mm)**

REF 69 24 65 **Nr. 4 (Ø 2,0-1,0 mm)**



## Glassix +Plus Pilot Reamer

**26.90**

Packung à 3 Stück

REF 69 24 75



## Screw Posts Goldplated Screw Posts vergoldet, Sortiment

bestehend aus:

- 20x 3 Screw Posts
- 1 Screw Post Vierkantschlüssel
- 1 Screw Post Kreuzschlüssel

REF 69 00 00

**99.90**



## Screw Posts Titanium Screw Posts Titan, Sortiment

bestehend aus:

- 20x 3 Screw Posts
- 1 Screw Post Vierkantschlüssel

REF 69 06 00

**99.90**

## Screw Post Reamer Screw Post Bohrer, Sortiment

Packung à 6 Stück

**46.90**

REF 69 12 00 kurz S-1-6

REF 69 12 05 lang L-1-6



## Screw Posts Titanium Screw Posts Titan

Packung à 6 Stück

**8.90**

REF 69 06 05 S-1 (8x1,05 mm)

REF 69 06 10 S-2 (8x1,20 mm)

REF 69 06 15 S-3 (8x1,35 mm)

REF 69 06 20 S-4 (8x1,50 mm)

REF 69 06 25 S-5 (8x1,65 mm)

REF 69 06 30 S-6 (8x1,80 mm)

REF 69 06 35 M-1 (9,5x1,05 mm)

REF 69 06 40 M-2 (9,5x1,20 mm)

REF 69 06 45 M-3 (9,5x1,35 mm)

REF 69 06 50 M-4 (9,5x1,50 mm)

REF 69 06 55 M-5 (9,5x1,65 mm)

REF 69 06 60 M-6 (9,5x1,80 mm)

REF 69 06 65 L-1 (12x1,05 mm)

REF 69 06 70 L-2 (12x1,20 mm)

REF 69 06 75 L-3 (12x1,35 mm)


REF 69 06 80 L-4 (12x1,50 mm)

REF 69 06 85 L-5 (12x1,65 mm)

REF 69 06 90 L-6 (12x1,80 mm)

REF 69 06 95 XL-4 (14x1,50 mm)

REF 69 07 00 XL-6 (14x1,80 mm)



## Screw Posts Goldplated Screw Posts vergoldet

Packung à 6 Stück

**5.90**

REF 69 00 05 S-1 (8x1,05 mm)

REF 69 00 10 S-2 (8x1,20 mm)

REF 69 00 15 S-3 (8x1,35 mm)

REF 69 00 20 S-4 (8x1,50 mm)

REF 69 00 25 S-5 (8x1,65 mm)

REF 69 00 30 S-6 (8x1,80 mm)

REF 69 00 35 M-1 (9,5x1,05 mm)

REF 69 00 40 M-2 (9,5x1,20 mm)

REF 69 00 45 M-3 (9,5x1,35 mm)

REF 69 00 50 M-4 (9,5x1,50 mm)

REF 69 00 55 M-5 (9,5x1,65 mm)

REF 69 00 60 M-6 (9,5x1,80 mm)

REF 69 00 65 L-1 (12x1,05 mm)

REF 69 00 70 L-2 (12x1,20 mm)

REF 69 00 75 L-3 (12x1,35 mm)


REF 69 00 80 L-4 (12x1,50 mm)

REF 69 00 85 L-5 (12x1,65 mm)

REF 69 00 90 L-6 (12x1,80 mm)

REF 69 00 95 XL-4 (14x1,50 mm)

REF 69 00 00 XL-6 (14x1,80 mm)



## Multifunction Syringe Multifunktionsspritze

- 360° Tip-Rotation für schwer zugängliche Stellen.
- Exakte Luft- und Wasserkontrolle.
- Grazil und ergonomisch für bessere Sichtverhältnisse.
- Einweg-Tips garantieren eine schnelles Handling beim Patientenwechsel.
- Einweg-Tips reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination.

pro Stück

REF 51 92 05

**69.90**



## Sleeves for Multifunction Syringe Schutzhüllen für Multifunktionsspritze 26x6,5 cm

Packung à 500 Stück

REF 45 20 25

**28.90**



## Spray Tips Small

Packung à 125 Stück

Lang (80 mm):

REF 51 92 10 weiß

REF 51 92 26 Sortiment

Kurz (65 mm):

REF 51 92 27 weiß

REF 51 92 28 Sortiment

**15.90**

POLO DENT®  
HANDPIECES



## Universal Oil Spray

Universal-Spray Für die Wartung aller zahnärztlichen Handstücke, einschließlich Hochgeschwindigkeits-, Langsamlauf- und Druckluftmotoren.

Dose à 500 ml

REF 51 86 00

**19.90**



## PoloFlex Strips 4x150 mm

Packung à 50 Stück

REF 73 29 50 Polierstreifen (x-fein/fein)  
REF 73 29 55 Finierstreifen (mittel/grob)

**6.90**



## PoloFlex Pop-On Disks Trial Kit

bestehend aus:

- 4x 10 Disks à 10 mm
- 4x 10 Disks à 14 mm
- 1x Mandrell

**24.90**

REF 72 94 03

## PoloFlex Snap-On Disks Trial Kit

bestehend aus:

- 4x 10 Disks à 10 mm
- 4x 10 Disks à 14 mm
- 1x Mandrell

**24.90**

REF 72 94 53

## Disks Sortiment

bestehend aus:

- 4x 30 Disks à 10 mm
- 4x 30 Disks à 14 mm
- 1x Mandrell

**59.90**

REF 72 94 05

## Disks Sortiment

bestehend aus:

- 4x 30 Disks à 10 mm
- 4x 30 Disks à 14 mm
- 1x Mandrell

**59.90**

REF 72 94 55

## PoloFlex Pop-On Disks Refill

Packung à 85 Stück

**10 mm:**

REF 72 94 10 **x-fein**  
REF 72 94 15 **fein**  
REF 72 94 20 **mittel**  
REF 72 94 25 **grob**

**14 mm:**

REF 72 94 30 **x-fein**  
REF 72 94 35 **fein**  
REF 72 94 40 **mittel**  
REF 72 94 45 **grob**

**22.90**



## PoloFlex Snap-On Disks Refill

Packung à 50 Stück

**10 mm:**

REF 72 94 60 **x-fein**  
REF 72 94 65 **fein**  
REF 72 94 70 **mittel**  
REF 72 94 75 **grob**

**14 mm:**

REF 72 94 80 **x-fein**  
REF 72 94 85 **fein**  
REF 72 94 90 **mittel**  
REF 72 94 95 **grob**

**12.90**



## PoloFlex Pop-On Mandrelle

Packung à 3 Stück

REF 72 94 50

**14.90**



## PoloFlex Snap-On Mandrelle

Packung à 3 Stück

REF 72 95 00

**14.90**





## PROPHY CUPS POLIERNÄPFCHEN



### Latex Screw-Type Latex, Schraubtyp

Packung à 36 Stück

REF 74 05 65 **grey, weich**  
REF 74 05 70 **weiß, hart**



**11.90**

### Non Latex Screw-Type Latexfrei, Schraubtyp

Packung à 36 Stück

REF 74 05 72 **rosa, weich**  
REF 74 05 73 **violett, medium**  
REF 74 05 74 **blau, hart**



**11.90**

### Non Latex Snap-On Latexfrei, Snap-On

Packung à 36 Stück

REF 74 05 75 **rosa, weich**  
REF 74 05 77 **violett, medium**  
REF 74 05 80 **blau, hart**



**9.90**

### Non Latex RA Latexfrei, RA

Packung à 36 Stück

REF 74 05 85 **weiß, medium**  
REF 74 05 90 **rosa, weich**  
REF 74 05 92 **violett, medium**  
REF 74 05 95 **blau, hart**



**11.90**

## PROPHY BRUSHES POLIERBÜRSTCHEN

### Pencil Screw-Type Pencil Schraubtyp

Packung à 36 Stück

**Natur**  
REF 74 36 05 **schwarz**

**16.90**

**Nylon**  
REF 74 36 07 **violett, medium**  
REF 74 36 08 **blau, hart**



### Pencil RA Pencil RA

Packung à 36 Stück

**Natur**  
REF 74 36 15 **schwarz**

**16.90**



### Cup RA weiß Kelche RA

Packung à 10 Stück

REF 74 36 20 **Natur**  
REF 74 36 25 **Nylon**

**5.90**



### Cup RA Kelche RA

Packung à 10 Stück

**Nylon**  
REF 74 36 30 **rosa, weich**  
REF 74 36 31 **violett, medium**  
REF 74 36 32 **blau, hart**

**6.90**




### Junior Cup Screw-Type Kelch Junior Schraubtyp

Packung à 36 Stück

**Nylon**  
REF 74 36 10 **rosa, weich**  
REF 74 36 11 **violett, medium**  
REF 74 36 12 **blau, hart**

**16.90**



### Junior Cup RA Kelch Junior Schraubtyp

Packung à 10 Stück

**Nylon**  
REF 74 36 35 **rosa, weich**  
REF 74 36 36 **violett, medium**  
REF 74 36 37 **blau, hart**

**6.90**






### Occlusal Brushes RA

Packung à 10 Stück

- REF 74 36 40 Kelch
- REF 74 36 41 Pensil
- REF 74 36 42 Spitze

**22.90**




### Dia Brushes RA Diamond

Packung à 10 Stück

- REF 74 36 45 Kelch
- REF 74 36 46 Pensil
- REF 74 36 47 Spitze

**39.90**



### Microtuft RA weiß Nylon

Packung à 10 Stück

REF 74 36 50

**12.90**



## PROPHY POINTS

POLIERSPITZEN

### Polishing Points 'EVE' RA W1

Weiß Flamme

Packung à 12 Stück

REF 72 67 75

**11.90**



## MANDRELS

### Mandrels RA Screw-Type 14 mm

Mandrelle, Schraubtyp

Packung à 12 Stück

REF 74 81 50

**12.90**




### Mandrels

Mandrelle

Packung à 10 Stück

REF 74 81 55 Snap-On Schraubtyp

REF 74 81 60 RA Snap-On



## Zircon Prophy Paste

### Polierpaste

für die professionelle Zahnreinigung auf Basis von Zirkoniumsilikat.

Tube à 170 g

**19.90**

REF 73 80 80

- Entfernt wirksam Zahnbelag und Verfärbungen für professionelle Zahnreinigung und Prophylaxe.
- Optimierte Reinigung und Abrasion.
- Angenehm frischer Minzgeschmack.
- Optimierte Thixotropie für perfekte Applikation.
- RDA ~150.
- Die Paste spritzt nicht und trocknet nicht aus.
- Bestehend aus 0.2% Natriumfluorid für optimale Remineralisierung.
- Cremefarben.



## Prophylaxis Powder Classic

### Prophylaxepulver, Subgingival

Packung à 300 g

REF 52 02 00 **Mint**

REF 52 02 05 **Lemon**

REF 52 02 10 **Cherry**

REF 52 02 15 **Cassis**

**16.90**

#### Subgingivale Anwendung:

- Entfernung von periodontalen Biofilmen.
- Implantatreinigung.
- Unterstützung nach einer Parodontitis-Behandlung.

#### Supragingivale Anwendung:

- Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus.
- Entfernung von Verfärbungen in empfindlichen Bereichen.
- Endpolitur der Zähne ist überflüssig.
- Anwendbar für die regelmäßige prophylaktische Behandlung.



## Prophy Perio Plus

### Prophylaxepulver, Supra- & Subgingival

Packung à 120 g

REF 52 02 30

**18.90**



## Pumice Powder

### Bimssteinpulver

Packung à 1000 g

REF 73 80 50

**5.90**



PoloDent Bimssteinpulver ist ein hellgraues, geruchloses Polierpulver, das Plaque und Verfärbungen am Zahn entfernt.

Das PoloDent Bimssteinpulver hat eine mittlere Körnung zwischen 0 und 300 µm.

Bimssteinpulver ist ein Naturprodukt und stellt keine Gefahr für die Umwelt dar.

## Occlu Spray Okklusionsspray

PoloDent Occlusion Spray ist ein mikropulverisiertes Markierungsspray zur Visualisierung von Kontaktpunkten und -flächen in der Zahnmedizin.

Das Pulverspray wird auf die zu untersuchende Fläche aufgesprüht. Dabei entsteht eine Schicht aus feinem Pigment. Dieser Farbpigmentfilm lässt sich mit Wasser leicht und rückstandsfrei entfernen.

Dose à 75 ml

REF 22 02 20

**6.90**



POLO DENT®  
ARTICULATION

Artikulation | PoloDent

## PoloTemp Automix

10:1

PoloDent PoloTemp ist ein temporäres Kronen- und Brückenmaterial auf Basis multifunktionaler Methacrylate. Einfach anzuwenden in den praktischen Automix-Kartuschen. Es wird zur Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken, Inlays, Onlays und Veneers eingesetzt. Aufgrund seiner hohen Endhärte und Elastizität ist es hervorragend bei großen Brücken und als Langzeitprovisorium geeignet. Überzeugende Ästhetik durch seine fluoreszierenden Eigenschaften.

bestehend aus 50 ml + 12 Mischkanülen

REF 62 00 45 A1  
REF 62 00 50 A2  
REF 62 00 55 A3  
REF 62 00 60 A3,5  
REF 62 00 65 B1


**69.90**

PoloTemp Automix hat ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, die mit den Materialien der führenden Wettbewerber auf dem Markt vergleichbar oder besser sind. Dies gewährleistet eine sehr gute klinische Leistung.



POLO DENT®  
RESINS

Provisorisches Kronen- & Brückenmaterial | PoloDent



### Matrix Bands Tofflemire

Matrizenband Rostfreier Stahl, Erwachsene

Packung à 12 Stück

x-dünn, 0,035 mm

- REF 63 00 55 **Nr.1**
- REF 63 00 65 **Nr.2**
- REF 63 00 75 **Nr.3**

**3.40**

dünn, 0,05 mm

- REF 63 00 50 **Nr.1**
- REF 63 00 60 **Nr.2**
- REF 63 00 70 **Nr.3**
- REF 63 00 80 **Nr.11**

### Matrix Bands Tofflemire

Matrizenband, Rostfreier Stahl, Kind

Packung à 12 Stück


x-dünn, 0,035 mm

- REF 63 00 90 **Nr.13**
- REF 63 01 05 **Nr.15**

**3.40**

dünn, 0,05 mm

- REF 63 00 85 **Nr.13**
- REF 63 00 95 **Nr.14**
- REF 63 01 00 **Nr.15**



### Matrix Bands

Matrizenband Rostfreier Stahl

Packung à 12 Stück

Molaren dünn, 0,05 mm

- REF 63 00 00 **Nr.1, medium**
- REF 63 00 05 **Nr.1, wide**
- REF 63 00 20 **Nr.7**
- REF 63 00 40 **Nr.16**

**4.90**

Prämolaren dünn, 0,05 mm

- REF 63 00 10 **Nr.4, medium**
- REF 63 00 15 **Nr.5, wide**
- REF 63 00 25 **Nr.10**
- REF 63 00 30 **Nr.14**

### Matrix Bands Roll

Matrizenband Rolle, Rostfreier Stahl

Packung à 1 Meter

- REF 63 68 85 **5x0,05 mm**
- REF 63 68 90 **6x0,05 mm**
- REF 63 68 95 **7x0,05 mm**

**3.40**



## Phosphor Sleeves Phosphor Schutzhüllen

Packung à 300 Stück

**24.90**

mit Rahmen:

REF 86 41 05 Größe 2 (31x41 mm)  
REF 86 41 10 Größe 1 (24x40 mm)

Geeignet für  
Digora FMX

ohne Rahmen:

REF 86 41 13 Größe 3 (27x54 mm)  
REF 86 41 15 Größe 2 (31x41 mm)  
REF 86 41 20 Größe 1 (24x40 mm)  
REF 86 41 22 Größe 0 (22x35 mm)

Geeignet für  
Vistascan,  
Digora Optime  
& Gendex




## Bite Covers

Biss-Schutz für Phosphorplatten

Packung à 250 Stück

REF 86 41 45 Größe 0  
REF 86 41 50 Größe 1  
REF 86 41 60 Größe 2  
REF 86 41 65 Größe 3

**17.90**



Der PoloDent Biss-Schutz schützt Ihre Phosphorplatten effektiv vor Kratzern und verlängern dadurch deren Lebensdauer. Für alle Sensoren (Digora, Dürr, Gendex) geeignet.

## Cassettes

Kassetten für Phosphorplatten

Packung à 250 Stück

REF 87 30 80 Größe 1  
REF 87 30 85 Größe 2

**29.90**



- Keine beschädigten Phosphorplatten mehr.
- Schutzhüllen sind unnötig.
- Nach Desinfektion wiederverwendbar.

## Phosphor Plate Holders

### Phosphorplatten-Halter Positioning Pack

bestehend aus:

- 2 Bitewing Filmhalter
- 4 Posterior/Periapical Filmhalter
- 2 Phosphorplatten-Kassetten Größe 1
- 2 Phosphorplatten-Kassetten Größe 2
- 1 Positionierungsring
- 1 Poster zur Anwendung

REF 87 30 75

**69.90**



### Phosphor Plate Holders

Die Phosphorplatten-Halter dienen der Positionierung und Ausrichtung Ihrer Phosphorplatten. Durch die Verwendung der Kassetten bleiben Ihre Sensoren geschützt und Schäden werden minimiert.

## Phosphor Plate Holders, mit Clip

### Phosphorplatten-Halter Intro Pack

bestehend aus:

- 2 Bitewing Filmhalter
- 4 Posterior Filmhalter
- 1 Positionierungsring
- 50 Clips

### Phosphorplatten-Halter Positioning Pack

bestehend aus:

- 4 Bitewing Filmhalter
- 6 Posterior Filmhalter
- 1 Positionierungsring

REF 87 32 05

**59.90**

REF 87 32 10

**89.90**

## Clips für Phosphorplatten-Halter

Packung à 300 Stück

REF 87 32 15

**29.90**



### Phosphor Plate Holders mit Clip

Diese Phosphorplatten-Halter haben das innovative Clip-System. Eine exakte Methode zur Herstellung von aussagekräftigen Röntgenbildern.

Alle PoloDent Halter können mit dem Positionierungsring (Art.Nr. 87 30 90) verwendet werden.

### Positioning Ring Positionierungsring

Packung à 5 Stück

REF 87 30 90

**29.90**



## Sensor Holders Sensorenhalter Intro pack


**59.90**

bestehend aus:

- 1 Bitewing Filmhalter
- 2 Periapical Filmhalter; UR, UL
- 2 Posterior Filmhalter; UR, UL
- 2 Endo Filmhalter; UR, UL
- 1 Positionierungsring
- 1 Poster zur Anwendung
- 50 Schutzhüllen

REF 87 30 05 Größe 1 (2x3 cm)

REF 87 30 50 Größe 2 (3x4 cm)



- Geeignet für alle kabelgebundenen Sensoren.
- Bis zu 30% mehr Darstellung der Zähne bei Bissflügel-Aufnahmen, dank dünner Aufbissfläche.
- Durch die optimale Positionierung wird auch der Zahnzwischenraum gut dargestellt.
- Benutzerfreundliche Anwendung.
- Die Halter sind sowohl für den Ober- als auch den Unterkiefer geeignet.

### Sensorenhalter Refill

Packung à 10 Stück

**49.90**

- REF 87 30 10 Bitewing Größe 1 (10 Stück)
- REF 87 30 55 Bitewing Größe 2 (10 Stück)
- REF 87 30 15 Periapical Größe 1 (je 5 Stück)
- REF 87 30 60 Periapical Größe 2 (je 5 Stück)
- REF 87 30 20 Posterior Größe 1 (je 5 Stück)
- REF 87 30 65 Posterior Größe 2 (je 5 Stück)
- REF 87 30 25 Endo Größe 1 (je 3 Stück)
- REF 87 30 70 Endo Größe 2 (je 3 Stück)

## Foam Bite Blocks

Schaumstoff-Blöcke, selbstklebend

Packung à 200 Stück

REF 87 31 00

**12.90**

- Selbstklebender Filmhalter aus Schaumstoff (Patientenfreundlich).
- Geeignet für Front-, Seitenzahn- und Bissflügel-Aufnahmen.
- Hervorragende Haftung an konventionellen Röntgenfilmen oder Sensor-Schutzhüllen!



## OPG Bite Block Sleeves

Schutzhüllen für OPG-Aufbissblöcke

Packung à 500 Stück

REF 86 41 85 Größe 1 (21x46 mm)

REF 86 41 90 Größe 2 (40x70 mm)

**34.90**

Die OPG Bite Block Schutzhüllen sind für alle OPG-Aufbissstücke und Anlagesegmente geeignet. Sie bestehen aus strukturiertem Vinyl und sind robust genug dem Aufbissdruck der Patienten stand zu halten.

## Sensor Sleeves

Einweg-Sensorabdeckungen

Packung à 300 Stück

REF 87 31 05 Größe 1 (31x150 mm)

REF 87 31 50 Größe 2 (37x150 mm)

**39.90**




## Sensor Sleeves Universal

Einweg-Sensorabdeckungen  
(23,5x6 cm)

Packung à 300 Stück

REF 86 38 10

**19.90**



- Geeignet für alle Sensoren und Phosphorplatten (2x3 cm und 3x4 cm).
- Sehr weiches, aber stabiles Material mit abgerundeten Ecken für optimalen Patientenkomfort.
- Die angeraute Struktur der Schutzhülle macht das Einschieben des Sensors leichter.



## Non Woven Swabs Vliesstoff-Kompresen 4-lagig

Packung à 100 Stück

REF 43 43 00 **5x5 cm**

REF 43 43 05 **10x10 cm**

**ab 1.90**



Yellow Point Non Woven Swabs unsteril sind sehr saugfähig und damit für das Aufsaugen von Körperflüssigkeiten geeignet (auch nach Extraktionen). Sie haften nicht an Wunden und bilden eine saubere Barriere zwischen der Wunde und der Aussenwelt. Die Kompresen sind 4-lagig. Farbe: weiß.

Yellow Point Gauze Swabs steril sind sehr saugfähig und damit für das Aufsaugen von Körperflüssigkeiten geeignet (auch nach Extraktionen). Sie haften nicht an Wunden und bilden eine saubere Barriere zwischen der Wunde und der Aussenwelt. Die Kompresen sind 12-lagig. Farbe: weiß.



## Gauze Swabs Sterile Gazekompresen steril 12-lagig, hoch absorbierend

Packung à 100x 1 Stück

**6.90**

REF 43 47 50

## Flexible Saliva Ejectors Speichelsauger flexibel

Packung à 100 Stück

REF 43 78 25 **transparent**

REF 43 78 26 **weiß**

REF 43 78 27 **blau**

REF 43 78 28 **grün**

REF 43 78 29 **gelb**

REF 43 78 30 **orange**

REF 43 78 35 **lavendel**

REF 43 78 37 **limette**

**3.90**



Die Speichelsauger von Yellow Point haben eine abnehmbare Kappe. Sie sind biegsam und durch die fest verschweißte Drahteinlage formstabil. Es handelt sich um ein Einweg-Produkt!

**Maße:**

Länge mit Kappe: 12,5 cm

Länge ohne Kappe: 11,8 cm

Durchmesser: 6,5 mm

## Plastic Cups Mundspülbecher 150 cc

Packung à 30x 100 Stück

REF 45 01 36 **weiß**

REF 45 01 37 **gelb**

REF 45 01 38 **grün**

REF 45 01 39 **dunkelblau**

REF 45 01 40 **hellblau**

REF 45 01 41 **rosa**

REF 45 01 43 **lavendel**

REF 45 01 42 **orange**

REF 45 01 45 **limette**

**69.90**

- Einweg-Produkt.
- Durchmesser: 7 cm (oben), 4,5 cm (unten).
- Höhe: 9,3 cm.



## Paper Cups Mundspülbecher 180 cc

Packung à 10x 100 Stück

REF 45 01 10

**69.90**

- Einweg-Produkt.
- Durchmesser: 7 cm (oben), 4,5 cm (unten).
- Höhe: 9,3 cm.
- 100% recyclebar.



## Hand Towel Roll

Handtuchrollen, 1-lagig

REF 42 40 00 **Mini, 12 Rollen**  
 REF 42 40 50 **Midi, 6 Rollen**

**46.90**



Diese Mehrzweck Papierwischtücher sind vielseitig einsetzbar sowie das Trocknen der Hände. Es rollt sich innen ab und mit einem entsprechenden Spender kompatibel. Das Papier ist extrem saugfähig.

Mini: 21,5 cm x 120 m.  
 Midi: 21,5 cm x 275 m.

## Hand Towels Interfolded Extra Soft

Handtücher Interfolded, extra weich, 22x42 cm

REF 42 35 50 **2-lagig, 20x 100 Stück**  
 REF 42 35 60 **3-lagig, 20x 120 Stück**

**49.90**



## Hand Towel Dispenser

Handtuchspender,  
 Maße: 42x29x13,5 cm  
 pro Stück

REF 42 35 35

**39.90**



## Poly Coated Headrest Covers

Kopfschutztaschen  
 Packung à 500 Stück

**24.90**

**26.90**

**25x25 cm:**

REF 42 71 79 **orange**  
 REF 42 71 80 **weiß**  
 REF 42 71 81 **limette**  
 REF 42 71 82 **rosa**  
 REF 42 71 83 **pfirsich**  
 REF 42 71 84 **gelb**  
 REF 42 71 85 **blau**  
 REF 42 71 86 **grün**  
 REF 42 71 87 **lavendel**  
 REF 42 71 88 **hellblau**  
 REF 42 71 89 **aqua**

**25x33 cm:**

REF 42 72 03 **orange**  
 REF 42 71 90 **weiß**  
 REF 42 72 02 **limette**  
 REF 42 71 99 **rosa**  
 REF 42 72 01 **pfirsich**  
 REF 42 71 91 **gelb**  
 REF 42 71 95 **blau**  
 REF 42 71 96 **grün**  
 REF 42 72 00 **lavendel**  
 REF 42 71 97 **hellblau**  
 REF 42 71 98 **aqua**



Die Yellow Point Kopfstützenschoner bestehen aus 2 Lagen Papier und 1 Lage Kunststoff (Polypropylen).

## Dental Towels

Patienten-Servietten, 3-lagig,  
33x45 cm

Packung à 4x 125 Stück

REF 42 04 05	weiß
REF 42 04 10	gelb
REF 42 04 15	grün
REF 42 04 20	dunkelblau
REF 42 04 22	hellblau
REF 42 04 25	aqua
REF 42 04 30	pfirsich
REF 42 04 35	rosa
REF 42 04 40	lavendel
REF 42 04 45	orange
REF 42 04 50	limette

**23.90**



Die Patientenservietten sind 3-lagig:

- 2 Lagen Gewebe
- 1 Lage Kunststoff

Maße: 33x45 cm.

Die Verpackung ist wiederverschließbar.

## Dental Towel Dispenser

Servietten Spender,  
Maße: 20x16x17 cm  
pro Stück

REF 42 04 80

**19.90**

## Disposable Bib Holders

selbstklebend

Packung à 250 Stück

**8.90**

REF 42 05 35



Serviettenhalter Länge: 43 cm  
Serviettenhalter Breite: 2,5 cm

- Einfach anzuwenden.
- Latexfrei und Elastisch.
- Haftet an jeder Serviette.
- Preiswerte und hygienische Alternative zu klassischen Serviettenhaltern

## Napkinholder Coloured

Serviettenhalter farbig

pro Stück

**3.90**

REF 42 05 60	rot
REF 42 05 65	weiß
REF 42 05 70	gelb
REF 42 05 75	grün
REF 42 05 80	dunkelblau
REF 42 05 82	hellblau
REF 42 05 85	rosa
REF 42 05 90	lavendel
REF 42 05 95	orange
REF 42 06 00	limette



## Napkinholder Chain Model

Serviettenhalter Kugelkette

pro Stück

**6.90**

REF 42 05 30



## LATEX EXAMINATION GLOVES

Handschuhe mit Aloe Vera, puderfrei

**9.90**

Packung à 100 Stück

Die Aloe-Vera-Beschichtung auf der Innenseite pflegt die Haut und sorgt für einen hautfreundlichen Tragekomfort.

**weiß:**

REF 44 43 55 **x-small**  
REF 44 43 60 **small**  
REF 44 43 65 **medium**  
REF 44 43 70 **large**  
REF 44 43 75 **x-large**

**grün:**

REF 44 43 80 **x-small**  
REF 44 43 85 **small**  
REF 44 43 90 **medium**  
REF 44 43 95 **large**  
REF 44 44 00 **x-large**



**Handschuhe leicht gepudert**

Packung à 100 Stück

REF 44 20 00 **x-small**  
REF 44 20 05 **small**  
REF 44 20 10 **medium**  
REF 44 20 15 **large**  
REF 44 20 20 **x-large**

**6.90**

**Handschuhe puderfrei**

Packung à 100 Stück

REF 44 20 95 **x-small**  
REF 44 21 00 **small**  
REF 44 21 05 **medium**  
REF 44 21 10 **large**  
REF 44 21 15 **x-large**

**7.90**



## SOFT NITRILE EXAMINATION GLOVES

Handschuhe puderfrei

**7.90**

Packung à 100 Stück

Wir sind stolz darauf, der Dentalindustrie unsere Soft-Nitril-Handschuhe vorstellen zu können. Es ist kein Zufall, dass diese starken, aber extrem dünnen Handschuhe ein so großer Erfolg in der medizinischen Welt sind.

Die Soft Nitrile Handschuhe bieten mehr Vorteile als bisherige Handschuhe:

- Latexfrei und puderfrei. Diese Handschuhe schützen Sie und Ihre Patienten vor einer Latexallergie.
- Extrem dünnes Material, für ein optimales Tastempfinden.
- Leicht texturiert für optimalen Grip.
- Perfekte Passform. Der Handschuh passt sich der Form Ihrer Hand an.

**weiß**

REF 44 22 50 **x-small**  
REF 44 22 55 **small**  
REF 44 22 60 **medium**  
REF 44 22 65 **large**  
REF 44 22 70 **x-large**

**rosa**

REF 44 22 72 **x-small**  
REF 44 22 74 **small**  
REF 44 22 76 **medium**  
REF 44 22 78 **large**



## VINYL EXAMINATION GLOVES

Handschuhe leicht gepudert

Packung à 100 Stück

**in der Schweiz nicht lieferbar**

REF 44 22 00 **small**  
REF 44 22 05 **medium**  
REF 44 22 10 **large**



**Alle Yellow-Point-Untersuchungshandschuhe werden konform hergestellt:**

- MDR (EU) 2017/745 (Klasse I)
- EN 455-1/2/3/4
- EN 374-1/2/4/5
- EN 420
- Qualitätsniveau AQL 1.5

## Latex Finger Cots

Fingerlinge, leicht gepudert

Packung à 100 Stück **3.90**

- REF 44 76 05 **small**
- REF 44 76 10 **medium**
- REF 44 76 15 **large**
- REF 44 76 20 **x-large**



## Surgical Tie-On Face Masks

OP-Masken zum Binden

Packung à 50 Stück

- REF 44 18 62 **weiß**
- REF 44 18 60 **gelb**
- REF 44 18 68 **orange**
- REF 44 18 67 **rosa**
- REF 44 18 64 **lavendel**
- REF 44 18 84 **blau**
- REF 44 18 66 **aqua**
- REF 44 18 65 **limette**
- REF 44 18 83 **grün**

**7.90**

## Surgical Tie-On Face Masks, Anti-Fog

OP-Masken zum Binden

Packung à 50 Stück

- REF 44 18 88 **weiß**
- REF 44 18 87 **gelb**
- REF 44 18 92 **orange**
- REF 44 18 93 **rosa**
- REF 44 18 89 **lavendel**
- REF 44 18 85 **blau**
- REF 44 18 91 **aqua**
- REF 44 18 94 **limette**
- REF 44 18 86 **grün**

**8.90**

## Surgical Earloop Face Masks

OP-Masken mit Gummibändern

Packung à 50 Stück

- REF 44 18 72 **weiß**
- REF 44 18 80 **gelb**
- REF 44 18 78 **orange**
- REF 44 18 75 **rosa**
- REF 44 18 82 **lavendel**
- REF 44 18 70 **blau**
- REF 44 18 77 **aqua**
- REF 44 18 79 **limette**
- REF 44 18 81 **grün**

## Surgical Earloop Face Masks, Anti-Fog

OP-Masken mit Gummibändern

Packung à 50 Stück

- REF 44 19 54 **weiß**
- REF 44 19 57 **gelb**
- REF 44 19 66 **orange**
- REF 44 19 63 **rosa**
- REF 44 19 65 **lavendel**
- REF 44 19 55 **blau**
- REF 44 19 60 **aqua**
- REF 44 19 67 **limette**
- REF 44 19 56 **grün**


## Surgical Earloop Face Masks with Face Shield

OP-Masken mit Gummibändern, mit Schirm

Packung à 25 Stück

- REF 44 19 70 **grün**
- REF 44 19 75 **blau**
- REF 44 19 80 **rosa**

**29.90**



### YELLOW POINT OP-MASKEN:

- EN 14683:2019+AC:2019
- Typ IIR
- Spritzwasserschutz  $\geq 16$  kPa
- BFE  $\geq 98\%$
- $\Delta P < 60,0$  Pa/cm<sup>2</sup>
- Leichte Atmungsaktivität

Anti-Fog  
=  
Für Brillenträger  
empfohlen!



## Disposable Dappen Dishes

Einmal-Dappengläser

Packung à 4x 50 Stück

- REF 45 17 35 Sortiment (weiß, rot, gelb and blau)
- REF 45 17 36 weiß
- REF 45 17 37 rot
- REF 45 17 38 gelb
- REF 45 17 39 blau



**6.90**

The Yellow Point Disposable Dappen Dishes slides are made of plastic and are used für mixing powder and liquids.

## Disposable Instrument Trays

Instrumenteneinsätze

Packung à 400 Stück

- REF 45 17 50 weiß
- REF 45 17 51 gelb
- REF 45 17 52 grün
- REF 45 17 53 dunkelblau
- REF 45 17 54 hellblau
- REF 45 17 58 lavendel
- REF 45 17 59 orange

**32.90**



## Tray Paper in Holder


Filterpapier für Trays, in Entnahmebox

Packung à 250 Stück



18x28 cm:

- REF 42 76 70 weiß
- REF 42 76 71 gelb
- REF 42 76 74 orange
- REF 42 76 76 rosa
- REF 42 76 77 lavendel
- REF 42 76 73 dunkelblau
- REF 42 76 80 limette
- REF 42 76 72 grün




**4.90**

28x36 cm:

- REF 42 76 75 weiß
- REF 42 76 86 rosa
- REF 42 76 87 lavendel
- REF 42 76 83 blau
- REF 42 76 90 limette



**9.90**



## Tray Paper White

Filterpapier für Trays, weiß  
ohne Entnahmebox,  
18x28 cm

Packung à 250 Stück

REF 42 76 60

**4.90**





**Cotton Roll Dispenser**  
Watterollendispenser weiß (leer),  
10(H)x4,8(B)x9,5(T) cm  
pro Stück

REF 43 07 25

**9.90**



**Cotton Rolls**  
Watterollen **ab 4.90**

REF 43 06 70 **Nr.1 (±350 g – Ø 8mm)**  
Packung à 1.000 Stück

REF 43 06 75 **Nr.2 (±450 g – Ø 10 mm)**  
Packung à 1.000 Stück

REF 43 06 80 **Nr.3 (±680 g – Ø 12 mm)**  
Packung à 1.000 Stück

REF 43 06 82 **Nr.4 (±420 g – Ø 14 mm)**  
Packung à 500 Stück



Yellow Point Watterollen bestehen zu 100% aus chlorfrei gebleichter Baumwolle. Das hohe Absorptionsvermögen schützt zuverlässig vor Speichelfluss und Flüssigkeiten. Gleichzeitig hält Sie Wange und Zunge ab und sorgt somit für gute Sicht auf den Eingriffsbereich.

Die Aufbewahrung der Watterollen erfolgt im praktischen Spender.

- Standfest durch hohes Eigengewicht;
- Antirutsch-Beschichtung an der Unterseite;
- Gehäuse aus unempfindlichem Kunststoff.

**Interdental Cleaners**  
Interdentalbürsten Sortiment Box,  
13,5x8,5x9 cm

bestehend aus:

- 250x Bürsten xxs lang (2,5 mm)
- 150x Bürsten x-small (3 mm)
- 100x Bürsten small (4 mm)
- 100x Bürsten medium (5 mm)
- 50x Bürsten medium/large (6,5 mm)
- 50x Bürsten large (8 mm)



REF 76 82 20

**99.90**

**Interdentalbürsten, Refills**

bestehend aus 12x5 Stück:

- REF 76 81 00 **xxs kurz (2,5 mm)**  
REF 76 81 05 **xxs lang (2,5 mm)**  
REF 76 81 10 **x-small (3 mm)**  
REF 76 81 15 **small (4 mm)**  
REF 76 81 20 **medium (5 mm)**  
REF 76 81 25 **medium/large (6,5 mm)**  
REF 76 81 30 **large (8 mm)**

**14.90**

bestehend aus 100 Stück:

- REF 76 81 50 **xxs kurz (2,5 mm)**  
REF 76 81 55 **xxs lang (2,5 mm)**  
REF 76 81 60 **x-small (3 mm)**  
REF 76 81 65 **small (4 mm)**  
REF 76 81 70 **medium (5 mm)**  
REF 76 81 75 **medium/large (6,5 mm)**  
REF 76 81 80 **large (8 mm)**

**18.90**



bestehend aus 200 Stück:

- REF 76 81 90 **xxs kurz (2,5 mm)**  
REF 76 81 95 **xxs lang (2,5 mm)**  
REF 76 82 00 **x-small (3 mm)**  
REF 76 82 05 **small (4 mm)**  
REF 76 82 10 **medium (5 mm)**  
REF 76 82 15 **medium/large (6,5 mm)**  
REF 76 82 17 **large (8 mm)**

**24.90**

Yellow Point Interdentalbürsten sorgen für optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen. Unsere Bürsten werden mit einer Drahteinlage ausgeliefert und können problemlos in die gewünschte Form gebracht werden. Interdentalbürsten entfernen zuverlässig Zahnbelag und Speisereste.

Die Yellow Point Interdentalbürsten sind in verschiedenen Größen erhältlich.