


KATALOG 2025

YELLOW POINT®

POLO | DENT®



SWISSMEDICO
Medical Supply Service

PoloSil System 50 Fast Set

bestehend aus:

- 2 Kartuschen à 50 ml
- 12 Mischkanülen

36.90

Light Body

REF 11 10 20

Superhydrophiles niedrigviskoses Korrekturabformmaterial mit ausgezeichneten Fließigenschaften und hervorragender Thixotropie. Die Auslieferung erfolgt in 1:1 Automix-Kartuschen.

Medium Body

REF 11 10 25

Das Material lässt sich dank der mittelvviskosen Konsistenz bei der Zweiphasenabformung (als Korrekturmateriale) einsetzen. Es eignet sich aber auch als alleiniges Material für eine einphasige Abformung. Die Auslieferung erfolgt in 1:1 Automix-Kartuschen.

Mono Body

REF 11 10 30

Superhydrophiles Einphasenabformmaterial für Teil- und Vollabformungen für Kronen, Brücken, Inlays, Teil- und Totalprothesen. Die Auslieferung erfolgt in 1:1 Automix-Kartuschen.



PoloSil Putty Fast Set

Packung à 2x 400 ml

55.90

REF 11 09 70 **Putty**

REF 11 09 75 **Putty Soft**

PoloSil Putty und PoloSil Putty Soft sind knetbare Basisabformmaterialien für die Putty-/Wash-Technik. Zweiphasenabformung in 1 Schritt. Die ideale Anwendung erfolgt in Kombination mit den Korrekturabformmaterialien PoloSil System 50 Light Body oder PoloSil System 50 Medium Body.

Das PoloSil Putty basiert auf additionsvernetzendem Silikon. Es lässt sich leicht mischen und klebt nicht.



Intra Oral Tips

Intraoral-Tips

Packung à 100 Stück

REF 16 41 05 **weiß**

REF 16 41 10 **gelb**

REF 16 41 20 **fein**

9.90



Die weißen Intraoral-Tips passen auf weiße, rosa und grüne Mischkanülen.

Die gelben Intraoral-Tips passen auf gelbe Mischkanülen.



Cartridge System 380 Dynamische Mischkanülen

bestehend aus:
 • 50 Mischkanülen
 • 1 Bajonettring

REF 11 12 00

49.90



Dynamic Mixing Tips Dynamische Mischkanülen

Geeignet für u.a. 3M Penta Abformmaterialien.

Packung à 50 Stück

REF 11 12 10

29.90



DIE ORIGINAL-MISCHKANÜLEN MIT DER MIXPAC-KENNZEICHNUNG!

Die Auslieferung erfolgt in
der praktischen Spenderbox!



Mixing Tips Mischkanülen

Erhältlich in verschiedenen Farben
und Ausführungen!

Packung à 50 Stück

29.90

- REF 16 40 05 weiß
- REF 16 40 10 gelb
- REF 16 40 15 grün
- REF 16 40 20 blau 4:1 / 10:1
- REF 16 40 25 rosa
- REF 16 40 30 violett
- REF 16 40 35 blau kurz
- REF 16 40 40 blau lang



A-Silicone Adhesive

A-Silikon-Adhäsiv

PoloDent A-Silicone Adhesive ist ein Adhäsiv für Einweg-Kunststoffabformlöffel auf Basis von Polycarbonat, das eine zuverlässige Haftung von additionsvernetzenden Vinylsilikon-Abformmaterialien auf Einweg-Kunststoffabformlöffeln gewährleistet und ein Abheben der Abformmaterialien vom Löffel bei der Abformung des Patienten vollständig verhindert.

Die Haftung bleibt noch Stunden nach dem Auftragen erhalten.

Flasche à 10 ml

REF 11 11 00

18.90



Alstringent Liquid

Adstringierende Lösung

Adstringierende und blutstillende Lösung zur Behandlung von Gingivaretraktionen in Verbindung mit unserem Retraktionsfaden, gestrickt oder geflochten. Stabiler als Aluminiumchlorid und ohne Epinephrin (kein Risiko von Durchblutungsstörungen).

Zur Behandlung von Zahnfleischexsudation und Zahnfleischblutungen.

- Oktadecahydriertes Aluminiumsulfat, PH.Eur. (25%)
- Destilliertes Wasser (75%)
- Farblos, rostfrei

Flasche à 20 ml

REF 15 70 05

24.90



Mixing Pads

Mischblöcke

Die PoloDent Anmischblöcke werden zum Anmischen von Abformmaterialien und Zementen verwendet.

Die einzelnen Blätter sind mit einer dünnen Wachsschicht überzogen.

Block à 60 Blatt

REF 16 66 40 **950 x 70 mm**

REF 16 66 45 **190 x 125 mm**

3.90



Retraction Cord

Retraktionsfäden

Packung à 300 cm

gestrickt:

REF 15 70 55 **0,55 mm Nr. 0**

REF 15 70 60 **0,80 mm Nr. 1**

REF 15 70 65 **1,00 mm Nr. 2**

geflochten:

REF 15 71 05 **0,45 mm Nr. 0**

REF 15 71 10 **0,55 mm Nr. 1**

REF 15 71 15 **0,80 mm Nr. 2**

Der Faden sorgt für optimale Gewebeverdrängung zwischen Zahn und Zahnfleisch. So lässt sich die Präparationsgrenze detailliert bei der Abformung darstellen. Der Faden besteht zu 100 % aus reiner Baumwolle und ist mit H₂O gebleicht. Er enthält weder Chlor noch fluoreszierende Flüssigkeiten. Der Faden nimmt Flüssigkeiten schnell auf und schützt das Zahnfleisch durch seine hohe Dichte.

Der geflochtene Faden hat eine höhere Dichte, ist dadurch stabiler bietet und verfügt über eine höhere Absorptionskapazität.



10.90

EINWEG-ABFORMLÖFFEL

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Schreinemakers.

Die Abformlöffel von PoloDent sind formbar. Sie können im Auslieferungszustand verwendet oder durch ein heißes Wasserbad formbar gemacht und den individuellen Mundverhältnissen angepasst werden.

Die Löffel sind nur bis 98°C hitzebeständig und eignen sich deshalb nicht für die Sterilisation in einem Autoklaven.



Disposable Impression Trays

Formbare Einweg-Abformlöffel

Transparent

Packung à 10 Stück

- REF 14 61 05 **Nr. 42**
- REF 14 61 10 **Nr. 43**
- REF 14 61 15 **Nr. 44**
- REF 14 61 20 **Nr. 45**

- REF 14 61 25 **Nr. 51**
- REF 14 61 30 **Nr. 52**
- REF 14 61 35 **Nr. 53**
- REF 14 61 40 **Nr. 54**



39.90

bezahnt, Oberkiefer



bezahnt, Unterkiefer



Disposable Impression Trays

Formbare Einweg-Abformlöffel

weiß

Packung à 10 Stück

22.90

Unbezahnt:

REF 14 60 05 Sortiment

Packung à 8 Löffel:

Nr. 31, 32, 33, 34, 21, 22, 23, 24

REF 14 60 10 Nr. 31

REF 14 60 15 Nr. 32

REF 14 60 20 Nr. 33

REF 14 60 25 Nr. 34

REF 14 60 30 Nr. 21

REF 14 60 35 Nr. 22

REF 14 60 40 Nr. 23

REF 14 60 45 Nr. 24

Bezahnt:

REF 14 60 55 Nr. 42

REF 14 60 60 Nr. 43

REF 14 60 65 Nr. 44

REF 14 60 70 Nr. 45

REF 14 60 75 Nr. 50

REF 14 60 80 Nr. 55

REF 14 60 85 Nr. 60


REF 14 60 90 Nr. 65

Partiell:

REF 14 60 92 Nr. 1 (Oberkiefer L / Unterkiefer R)

REF 14 60 95 Nr. 2 (Unterkiefer L / Oberkiefer R)

unbezahnt, Oberkiefer



unbezahnt, Unterkiefer



bezahnt, Oberkiefer



bezahnt, Unterkiefer



partiell





Injektionskanülen für den zahnärztlichen Gebrauch. Das Schraubgewinde sorgt für sicheren Halt an der Zylinderampullenspritze. Die Einwegkanülen sind silikonbeschichtet und mit einem Sterilitätssiegel versehen.

PoloJect XT

Einwegkanülen für dentale Injektionen

Packung à 100 Stück

grau:

REF 21 10 05 27G lang 36x0,4 mm


REF 21 10 10 27G kurz 25x0,4 mm

gelb:

REF 21 10 15 30G kurz 21x0,3 mm

REF 21 10 20 30G x-kurz 12x0,3 mm

5.90



Cold Spray

Kältespray

Dose à 200 ml

REF 20 45 05 Minze

REF 20 45 10 Orange

4.40



Safety Standard

Sicherheitsständer

pro Stück

29.90

REF 21 10 50

Sicherheitsständer aus massivem, rostfreiem Stahl zur sicheren Aufbewahrung der Injektionsspritze (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Verletzungsgefahr wird dadurch minimiert.

Durchmesser: 40 mm

Höhe: 45 mm

Gewicht: 270 g



Disposable Filters Einwegfilter für Sauganlagen

Packung à 12 Stück

REF 83 77 60

19.90



Der PoloDent Drehmomentschlüssel gewährleistet die sichere Befestigung der Scaling-Spitze am Handstück mit dem dafür vorgesehenen Anzugsmoment. Ein zu starker Anzug der Spitze kann Schäden am Gewinde der Spitze oder dem Handstück hervorrufen, daher wird die Montage ausschließlich mit dem Drehmomentschlüssel empfohlen.

Die Scaling-Spitze sollte mit aufgesetztem Drehmomentschlüssel autoklaviert werden. Dies verringert das Risiko von Verletzungen durch scharfe Gegenstände und verhindert Infektionen.

29.90

Torque Wrenches Schlüssel für PoloDent Scaling-Spitzen

pro Stück

Geeignet für:

- REF 52 04 80 EMS
- REF 52 04 85 KaVo (SONICflex, SONICflex quick, PIEZOlux, SONOsoft)
- REF 52 04 87 KaVo (PiezoLED & PIEZOsoft)
- REF 52 04 90 Acteon
- REF 52 04 95 Sirona
- REF 52 05 00 Endo



Handstück Metall (Acteon) PD-SAT

pro Stück

REF 52 02 90

399.90

Das PoloDent Ultraschall-Handstück ist autoklavierbar. Es besteht kein Risiko von Materialbrüchen, wie es oft bei Kunststoff-Handstücken auftritt. Für Acteon Scaling-Spitzen geeignet.



SCALING TIPS

SCALING-SPITZEN

PoloDent Scaling Tips werden aus einer Reihe spezieller Materialien hergestellt, die so konzipiert sind, dass sie stark, flexibel und korrosionsbeständig sind und eine angemessene Lebensdauer der Spitzen gewährleisten.


Jede Spitze wird zunächst auf hochmodernen 7-Achsen-CNC-Maschinen hergestellt. Nach der Bearbeitung werden sie mindestens 30 weiteren Prozessen und Kontrollen unterzogen, um sicherzustellen, dass jede Spitze in der Zahnarztpraxis sicher und korrekt funktioniert.

Geeignet für die Verwendung mit
KaVo

39.90

pro Stück

- REF 52 03 40 PD-5 (K#5)
- REF 52 03 45 PD-6 (K#6)
- REF 52 03 50 PD-7 (K#7)
- REF 52 03 55 PD-8 (K#8)
- REF 52 03 65 PD-9 (GC2)
- REF 52 03 66 PD-10 (GC1)
- REF 52 03 67 PD-11 (PC1)




Geeignet für die Verwendung mit
KaVo Piezo

39.90

pro Stück

- REF 52 03 69 PD-201
- REF 52 03 70 PD-202
- REF 52 03 71 PD-203




Geeignet für die Verwendung mit
KaVo Quick

39.90

pro Stück

- REF 52 03 58 PD-5A
- REF 52 03 59 PD-6A
- REF 52 03 60 PD-7A
- REF 52 03 61 PD-8A





PD-1



PD-2



PD-1S



PD-10P

Geeignet für die Verwendung mit
Acteon

pro Stück

39.90

- REF 52 03 75 PD-1
- REF 52 03 80 PD-2
- REF 52 03 85 PD-1S
- REF 52 03 90 PD-10P
- REF 52 03 95 PD-10X
- REF 52 04 00 PD-10Z
- REF 52 04 05 PD-sH3



PD-10X



PD-10Z



PD-sH3



PD-1L



PD-2L



PD-3L



PD-4L

Geeignet für die Verwendung mit
Sirona

pro Stück

39.90

- REF 52 04 40 PD-1L
- REF 52 04 45 PD-2L
- REF 52 04 50 PD-3L
- REF 52 04 55 PD-4L
- REF 52 04 60 PD-PE1
- REF 52 04 65 PD-PE2
- REF 52 04 70 PD-PE3



PD-PE1



PD-PE2



PD-PE3

Geeignet für die Verwendung mit
EMS

pro Stück

39.90

- REF 52 03 00 PD-A (G4)
- REF 52 03 10 PD-P (G3)
- REF 52 03 20 PD-PS (P3)



PD-A



PD-P



PD-PS

Stahlbohrer RA

9.90

Packung à 10 Stück

REF 23 10 00	1/008	
REF 23 10 05	1/009	
REF 23 10 10	1/010	
REF 23 10 15	1/012	
REF 23 10 20	1/014	
REF 23 10 25	1/016	
REF 23 10 30	1/018	
REF 23 10 35	1/021	
REF 23 10 40	1/023	
REF 23 10 45	1/025	
REF 23 10 50	1/027	
REF 23 10 55	1/029	
REF 23 10 60	1/031	

Hartmetallbohrer RA

12.90

Packung à 5 Stück

REF 23 15 00	1/008	
REF 23 15 05	1/009	
REF 23 15 10	1/010	
REF 23 15 15	1/012	
REF 23 15 20	1/014	
REF 23 15 25	1/016	
REF 23 15 30	1/018	
REF 23 15 35	1/021	
REF 23 15 40	1/023	

REF 23 11 00	1/009 lang	
REF 23 11 05	1/010 lang	
REF 23 11 10	1/012 lang	
REF 23 11 15	1/014 lang	
REF 23 11 20	1/016 lang	
REF 23 11 25	1/018 lang	
REF 23 11 30	1/021 lang	
REF 23 11 35	1/023 lang	

14.90



Diamantbohrer FG

Verschiedene Körnungen

- gelb:** X-Fein
- rot:** Fein
- blau:** Mittel
- grün:** Grob

Packung à 5 Stück



PoloDent-Diamantfräser bestehen aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnik mit ausgewählten Diamantkörnern beschichtet wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und dauerhafte Diamantbeschichtung der Bohrer und damit optimale Arbeitsergebnisse.

grob:

REF 23 04 00	801G/010	
REF 23 04 02	801G/014	
REF 23 04 04	801G/018	
REF 23 04 06	801G/021	
REF 23 04 08	801G/023	
REF 23 04 10	808G/010	
REF 23 04 12	808G/012	
REF 23 04 14	808LG/012	
REF 23 04 16	808LG/014	
REF 23 04 18	808LG/016	
REF 23 04 20	835G/010	
REF 23 04 22	835G/012	
REF 23 04 24	835G/014	
REF 23 04 30	846G/012	
REF 23 04 32	846G/016	
REF 23 04 34	847G/012	
REF 23 04 40	850G/012	
REF 23 04 42	850G/014	
REF 23 04 44	850G/016	
REF 23 04 46	862G/012	
REF 23 04 50	863G/012	
REF 23 04 52	863G/016	
REF 23 04 60	868G/012	
REF 23 04 62	868G/014	
REF 23 04 70	869G/014	
REF 23 04 72	869G/016	
REF 23 04 80	881G/012	
REF 23 04 90	885G/012	
REF 23 04 96	886G/014	
REF 23 04 98	886G/016	

ab 10.90












x-fein:


REF 23 02 00	801C/018		REF 23 02 10	862C/012	
REF 23 02 02	801C/023		REF 23 02 12	862C/016	
REF 23 02 04	830C/023		REF 23 02 14	863C/012	
REF 23 02 06	830C/012		REF 23 02 16	863C/016	
REF 23 02 08	842C/016				

fein:

REF 23 02 50	801F/018		REF 23 01 50	862F/010	
REF 23 02 52	801F/023		REF 23 02 82	862F/012	
REF 23 02 54	830F/023		REF 23 02 84	862F/016	
REF 23 02 56	833F/016		REF 23 02 86	863F/012	
REF 23 02 58	833F/023		REF 23 02 88	863F/016	
REF 23 02 60	835F/010		REF 23 02 90	868F/012	
REF 23 02 70	840F/008		REF 23 02 92	868F/014	
REF 23 02 72	840F/010		REF 23 02 94	869F/012	
REF 23 02 74	840F/012		REF 23 02 96	869F/014	
REF 23 02 76	840F/014		REF 23 02 98	881F/012	
REF 23 02 78	842F/012		REF 23 03 00	885F/012	
REF 23 02 80	847F/012		REF 23 03 02	886F/014	
			REF 23 03 04	886F/016	

mittel:

REF 23 00 00	801/009		REF 23 01 05	837L/014	
REF 23 00 05	801/010		REF 23 01 10	837L/016	
REF 23 00 10	801/012		REF 23 01 74	840/008	
REF 23 00 15	801/014		REF 23 01 76	840/010	
REF 23 00 20	801/016		REF 23 01 78	840/012	
REF 23 00 25	801/018		REF 23 01 80	840/014	
REF 23 00 27	801/023		REF 23 01 81	842/012	
REF 23 00 30	802/010		REF 23 01 11	846/012	
REF 23 00 35	805/010		REF 23 01 13	846/016	
REF 23 00 40	805/014		REF 23 01 14	847/012	
REF 23 00 45	806/009		REF 23 01 15	847/014	
REF 23 00 50	806/012		REF 23 01 20	847/016	
REF 23 00 55	806/014		REF 23 01 25	848/014	
REF 23 00 60	807/012		REF 23 01 30	848/016	
REF 23 00 65	807/014		REF 23 01 35	850/012	
REF 23 01 62	808/010		REF 23 01 36	850/014	
REF 23 01 64	808/012		REF 23 01 38	850/016	
REF 23 00 67	808L/012		REF 23 01 45	852/012	
REF 23 00 70	808L/014		REF 23 01 40	859L/016	
REF 23 00 72	808L/016		REF 23 01 52	863/012	
REF 23 00 74	808L/018		REF 23 01 54	863/016	
REF 23 01 66	833/014		REF 23 01 55	868/012	
REF 23 01 68	833/018		REF 23 01 57	868/014	
REF 23 01 70	833/023		REF 23 01 59	869/012	
REF 23 00 75	835/009		REF 23 01 60	869/014	
REF 23 00 80	835/010		REF 23 01 82	881/012	
REF 23 00 85	835/012		REF 23 01 84	881/014	
REF 23 00 90	835/014		REF 23 01 86	885/012	
REF 23 01 72	836/012		REF 23 01 88	886/014	
REF 23 00 95	837L/010		REF 23 01 90	886/016	
REF 23 01 00	837L/012				



LC Flowfill

Lichthärtendes, leicht fließendes Mikrohybrid-Komposit

Für Front- und ausgewählte Seitenzahn-Restaurationen und Versiegelungen.

Spritze

Packung à 2 g

REF 38 26 05 A1
REF 38 26 10 A2
REF 38 26 15 A3
REF 38 26 20 A3,5
REF 38 26 25 B2

19.90



Flow Dispensing Tips

Packung à 50 Stück

REF 38 26 70

9.90



PDR Bulk Flow

Fließfähiges Bulk-Komposit mit biokeramischen Füllstoffen

Für Restaurationen im Dentinbereich. PDR Bulk Flow lässt sich bis zu einer Schichtstärke von 4mm aushärten und weist optimale Fließeigenschaften, geringe Polymerisationsschrumpfung und geringen Polymerisationsstress auf. Das Material ist ionaktiv.

Kapseln

Packung à 15x 0,25 g

REF 38 27 20

39.90



Fließfähiges
Bulk-Komposit mit
**BIOKERAMISCHEN
FÜLLSTOFFEN**

LC Universal Bond

PoloDent LC Universal Bond ist ein einfach anzuwendendes lichthärtendes Universaladhäsiv. LC Universal Bond kann mit der Self-Etch-Technik, bei vorheriger selektiver Schmelzätzung oder mit der Total-Etch-Technik verwendet werden. Es ist für feuchte, nasse und trockene Oberflächen geeignet. Basierend auf der innovativen MDP-Technologie ermöglicht LC Universal Bond eine hervorragende Haftung.

Flasche à 5 ml

REF 39 65 60

29.90



Indikationen:

- Restaurationen der Klassen III, IV und V
- Kleine Restaurationen der Klassen I und II
- Unterfüllungen
- Versiegelungen

LC Flowfill basiert auf Methacrylat-Harz und anorganischen Füllstoffpartikeln von 0,05-1 µm. Der Gesamtfüllstoffanteil beträgt 62 % und das Gesamtfüllstoffvolumen 47 %. Die Röntgenopazität von LC Flowfill beträgt 150 % Aluminium (Röntgenopazität von Zahnschmelz: ~200 % Aluminium, von Dentin: ~100 % Aluminium). Das Kompositmaterial erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 4049, Typ 1, Klasse 2, Gruppe 1

Indikationen:

- Unterfüllung für direkte Restaurationen der Klasse I und II
- Liner unter direkten Restaurationsmaterialien – Liner für Kästen der Klasse II

Eigenschaften:

- Schichten bis zu 4 mm / Bulk Fill Technik möglich
- Optimale Fließeigenschaften
- Geringe Polymerisationsschrumpfung
- Geringer Polymerisationsstress
- Ionenaktiv

Vorteile:

- Schnelle und zuverlässige Restaurationen der Klassen I und II
- Hervorragende Adaption an die Kavitätswände
- Reduzierte Sekundärkariesbildung

Eigenschaften und Vorteile:

- Einfache Anwendung dank angenehmer Konsistenz
- Hervorragende Adaption an das Bonding
- Optimale Fluoreszenz
- Hohe mechanische Eigenschaften
- Gute Polierbarkeit

APC Universal ist für Restaurationen aller Kavitätenklassen geeignet.

APC Universal basiert auf BIS-GMA-Harz und anorganischen Füllstoffpartikeln von 0,05-1,5 µm. Der Gesamtfüllstoffanteil beträgt 81 %, das Gesamtfüllstoffvolumen beträgt 65 %

Neben seiner geringen Schrumpfung und Abrasion weist Nano XPE hervorragende Handhabungseigenschaften und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften auf.

Eigenschaften:

- Geringe Polymerisations-schrumpfung
- Hohe Abrasionsbeständigkeit
- Wachsartige Konsistenz
- Hochglanzpolierbar
- Höherer Füllstoffgehalt

Vorteile:

- Geringer Polymerisationsstress
- Langlebig- und Festigkeit
- Klebt nicht, hervorragendes Handling
- Einfach zu modellieren
- Sehr Ästhetisch

Nano XPE ist für Restaurationen aller Kavitätenklassen geeignet. Nano XPE basiert auf Urethandimethacrylat-Harz und anorganischen Füllstoffpartikeln <1,0 µm. Der Gesamtfüllstoffgehalt beträgt 82 % (Gew.)

APC Universal
Lichthärtendes Mikrohybrid-Komposit

Für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Einfache Anwendung aufgrund der angenehmen Konsistenz.

Spritze:

Packung à 4,5 g

24.90

- REF 38 22 30 A1
- REF 38 22 35 A2
- REF 38 22 40 A3
- REF 38 22 45 A3,5
- REF 38 22 50 A4
- REF 38 22 55 B1
- REF 38 22 60 B2
- REF 38 22 68 C1
- REF 38 22 70 C2
- REF 38 22 80 BW

Kapseln:

Packung à 20x 0,3 g

34.90

- REF 38 22 95 A1
- REF 38 23 00 A2
- REF 38 23 05 A3
- REF 38 23 10 A3,5
- REF 38 23 15 A4
- REF 38 23 20 B1
- REF 38 23 25 B2
- REF 38 23 32 C1
- REF 38 23 35 C2
- REF 38 23 45 BW

Nano XPE
Lichthärtendes, nanogefülltes Komposit für Front- und Seitenzahnrestaurationen.

Spritze:

Packung à 4 g

34.90

- REF 38 23 55 A1
- REF 38 23 60 A2
- REF 38 23 65 A3
- REF 38 23 70 A3,5
- REF 38 23 75 A4
- REF 38 23 80 B1
- REF 38 23 85 B2
- REF 38 23 92 C1
- REF 38 23 95 C2
- REF 38 24 05 BW


Kapseln:

Packung à 20x 0,3 g

44.90

- REF 38 24 15 A1
- REF 38 24 20 A2
- REF 38 24 25 A3
- REF 38 24 30 A3,5
- REF 38 24 35 A4
- REF 38 24 40 B1
- REF 38 24 45 B2
- REF 38 24 52 C1
- REF 38 24 55 C2
- REF 38 24 65 BW

Übersicht ausgewählter mechanischer Eigenschaften: Schrumpfung in Wasser



Etch Gel Ätzgel, Phosphorsäure

Jumbo Kit

bestehend aus:

- 1 Ätzgel 50 ml
- 10 Applikatorspritzen (leer)
- 50 Applikatortips

REF 39 66 55 **35%, dünnflüssig** **39.90**
REF 39 66 65 **38%, zähflüssig**

- Ätzgel auf Basis von 35% und 38%iger Phosphorsäure.
- In dünnflüssiger und thixotroper (zähflüssiger) Form erhältlich.
- Geeignet zum Ätzen der Zahnschmelz- und Total-Etch-Technik.



Refill

bestehend aus:

- 4x 1,2 ml
- 8 Applikatortips

9.90

REF 39 66 50 **35%, dünnflüssig**
REF 39 66 60 **38%, zähflüssig**



Porcelain Etch Gel Ätzgel, Fluorwasserstoffsäure

bestehend aus:

- 4x 1,2 ml
- 8 Applikatortips

19.90

REF 39 66 75

Ätzgel auf der Basis von 9,6 %iger Flusssäure. Dieses PoloDent-Ätzgel eignet sich für das extraorale Ätzen von Keramikoberflächen.



Etch Gel Tips Applikator tips für Ätzgel

Packung à 50 Stück

REF 39 66 90 **9.90**



Syringe Sleeves Schutzhüllen für Komposit- & Ätzgelspritzen. Größe 5x12,5 cm.

Packung à 200 Stück

REF 38 26 80

19.90



Micro Applicators
Micro Applikatoren Sortiment

Bestehend aus 4x 100 Micro-Applikatoren
 (weiß, gelb, grün, blau)

REF 39 81 00

8.90

Micro Applikatoren Refill

Packung à 100 Stück

- REF 39 81 05 X-fein weiß
- REF 39 81 10 Fein gelb
- REF 39 81 15 Regular grün
- REF 39 81 20 Regular blau

8.90



Mixing Spatulas
Einweg Anmischspatel für Komposite.

Packung à 100 Stück

REF 39 76 60

6.90



Brush Tips
Einmalpinsel

Transparent/schwarz Regular
 Packung à 60 Stück

REF 39 81 80

3.90



Brushes + Holders
Einmalpinsel transparent/schwarz
Inklusive Halter

Packung à 120 Einmalpinsel + 2 Halter

REF 39 81 65

9.90



Brush Tip Holders
Pinselfalter

Packung à 2 Stück

REF 39 81 75

2.90

Transparent/schwarz Regular
 Packung à 60 Stück

REF 39 81 80

3.90

Transparent/weiß fein
 Packung à 60 Stück

REF 39 81 85

3.90



Transparent/schwarz & rot/schwarz
 Packung à 2x 50 Stück

REF 39 81 90

3.90





Micro Tips Intro Kit

bestehend aus:

- 4x 100 Micro Tips (gelb, grün, blau, rot)
- 2 Halter

REF 39 80 50

22.90



Refill

Packung à 60 Stück

- REF 39 80 55 **gelb**
- REF 39 80 60 **grün**
- REF 39 80 65 **blau**
- REF 39 80 70 **rot**

3.90


Bendable Brushes Biegsame Pinsel

Sortiment

Packung à 4x 100 biegsame Pinsel
(gelb, grün, blau, rot)

REF 39 81 30

29.90



Refill

Packung à 100 Stück

- REF 39 81 35 **gelb**
- REF 39 81 40 **grün**
- REF 39 81 45 **blau**
- REF 39 81 50 **rot**

6.90

Implantology Kit Sterile

Implantologie Kit Steril

bestehend aus:

- 1 OP-Haube Annie grün
- 1 OP-Haube Charlotte blau
- 2 Schutzmäntel Primary Plus XL
- 4 Überschuhe blau
- 2 Kamera-/Schlauchbezüge 8x120 cm
- 1 Verbindungsschlauch PVC 16 CH 250 cm FF
- 1 Aspiratorkanüle Yankauer 12 CH
- 5 Mullkompressen 12-lagig 5x5 cm
- 1 Messer Kohlenstoffstahl Nr.15
- 1 Containertuch blau 100x100 cm
- 1 Schutzbezug 2-lagig 75x90 cm
- 1 Op-Abdecktuch selbstklebend Basic 100x100 cm
- 1 Barrier® Schlitztuch 61x117 cm

REF 44 77 00

39.90



SOFT NITRILE EXAMINATION GLOVES

SOFT NITRIL UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

Die PoloDent Premium Quality Handschuhe Soft Nitril sind komfortabel und bieten ein optimales Tastempfinden. Die Handschuhe der PoloDent-Linie sind ideal um allergischen Reaktionen vorzubeugen!



Aloe Vera

Die Aloe-Vera-Beschichtung auf der Innenseite pflegt die Haut und sorgt für einen hautfreundlichen Tragekomfort.

Packung à 100 Stück

REF 44 48 05	x-small	9.90
REF 44 48 10	small	
REF 44 48 15	medium	
REF 44 48 20	large	
REF 44 48 25	x-large	

Minze

Dieser Einweg-Untersuchungshandschuh verbreitet ein leichtes Minz-Aroma und schafft eine angenehmere Atmosphäre für Sie und Ihren Patienten.

Packung à 100 Stück

REF 44 48 55	x-small	9.90
REF 44 48 60	small	
REF 44 48 65	medium	
REF 44 48 70	large	
REF 44 48 75	x-large	

Acceleratorfrei

Dieser beschleunigerfreie Handschuh verringert das Risiko von Reizungen und Allergien, da bei der Herstellung auf Vulkanisierbeschleuniger verzichtet wurde.

Packung à 100 Stück

REF 44 50 05	x-small	9.90
REF 44 50 10	small	
REF 44 50 15	medium	
REF 44 50 20	large	
REF 44 50 25	x-large	



Curing Light Sleeves
Schutzhüllen für
Lichtpolymerisationslampe
Packung à 500 Stück

REF 45 20 30 small (5x32 cm)
REF 45 20 35 large (6,5x35 cm)

39.90

POLO DENT[®]
DISPOSABLES

Universal Camera Sleeves
Schutzhüllen für Intraoral cameras
46x235 mm

Packung à 250 Stück

REF 45 20 05

49.90

Calcipaste
Gebrauchsfertiges Calciumhydroxid 45%

Calciumhydroxid Paste zur Versorgung des kariesfreien, pulpanahen Dentins, Kariesprofunda-Behandlung, indirekte Pulpaüberkappung, direkte Pulpaüberkappung, Pulpotomie, Einlage im Wurzelkanal.

Packung à 2 ml + 5 Applikatortips

REF 30 60 05

16.90



POLO DENT[®]
CEMENTS



Endo Stand

bestehend aus:

- 1 Endo-Stand oval
- 1 Endo-Schwamm Ø 65 mm

REF 50 20 00

10.90



Der PoloDent Endo-Stand wird mit einer Schaumstoffeinlage ausgeliefert. Er ist zum Ablegen und Reinigen von Wurzelkanalinstrumenten während einer endodontischen Behandlung geeignet. Der Endo-Stand ist schwarz und hat eine ovale Form. Die Schaumstoffeinlagen sind als Refill (PoloDent-Schwämme Ø 65 mm REF 502010) erhältlich.

Der Endo-Stand ist bis zu 134°C sterilisierbar.

Endo Sponges Endo-Schwämme

Packung à 25 Stück

REF 50 20 05 Ø 50 mm

REF 50 20 10 Ø 65 mm

5.90

(geeignet für PoloDent Endo Stand - REF 50 20 00)



Hydrogen Peroxide Wasserstoffperoxid

Flasche à 1 Liter

REF 66 11 00 1%, Gebrauchsfertig!

REF 66 11 05 3% (Herstellung Mundspüllösung Verdünnung auf 1%)

13.90



Sodium Hypochlorite Natriumhypochlorit Spüllösung

Flasche à 1 Liter

REF 66 10 80 0,5%

REF 66 10 85 2%

REF 66 10 90 5%

12.90



Hedström Files ISO

Hedström-Feilen

Packung à 6 Stück

5.90

21 mm:

REF 45 99 90	Nr. 06
REF 45 99 95	Nr. 08
REF 46 00 00	Nr. 10
REF 46 00 05	Nr. 15
REF 46 00 10	Nr. 20
REF 46 00 15	Nr. 25
REF 46 00 20	Nr. 30
REF 46 00 25	Nr. 35
REF 46 00 30	Nr. 40
REF 46 00 35	Nr. 45
REF 46 00 40	Nr. 50
REF 46 00 45	Nr. 55
REF 46 00 50	Nr. 60
REF 46 00 55	Nr. 70
REF 46 00 60	Nr. 80
REF 46 00 65	Nr. 90
REF 46 00 70	Nr.100
REF 46 00 80	Sort.Nr.15-40
REF 46 00 85	Sort.Nr.45-80

25 mm:

REF 46 00 87	Nr. 06
REF 46 00 89	Nr. 08
REF 46 00 90	Nr. 10
REF 46 00 95	Nr. 15
REF 46 01 00	Nr. 20
REF 46 01 05	Nr. 25
REF 46 01 10	Nr. 30
REF 46 01 15	Nr. 35
REF 46 01 20	Nr. 40
REF 46 01 25	Nr. 45
REF 46 01 30	Nr. 50
REF 46 01 35	Nr. 55
REF 46 01 40	Nr. 60
REF 46 01 45	Nr. 70
REF 46 01 50	Nr. 80
REF 46 01 55	Nr. 90
REF 46 01 60	Nr.100
REF 46 01 70	Sort.Nr.15-40
REF 46 01 75	Sort.Nr.45-80

28 mm:

REF 46 01 90	Nr. 06
REF 46 01 92	Nr. 08
REF 46 01 94	Nr. 10
REF 46 01 96	Nr. 15
REF 46 01 98	Nr. 20
REF 46 02 00	Nr. 25
REF 46 02 02	Nr. 30
REF 46 02 04	Nr. 35
REF 46 02 06	Nr. 40
REF 46 02 08	Nr. 45
REF 46 02 10	Nr. 50
REF 46 02 12	Nr. 55
REF 46 02 14	Nr. 60
REF 46 02 16	Nr. 70
REF 46 02 18	Nr. 80
REF 46 02 20	Nr. 90
REF 46 02 22	Nr.100
REF 46 02 24	Sort.Nr.15-40
REF 46 02 26	Sort.Nr.45-80

31 mm:

REF 46 02 40	Nr. 06
REF 46 02 42	Nr. 08
REF 46 02 44	Nr. 10
REF 46 02 46	Nr. 15
REF 46 02 48	Nr. 20
REF 46 02 50	Nr. 25
REF 46 02 52	Nr. 30
REF 46 02 54	Nr. 35
REF 46 02 56	Nr. 40
REF 46 02 58	Nr. 45
REF 46 02 60	Nr. 50
REF 46 02 62	Nr. 55
REF 46 02 64	Nr. 60
REF 46 02 66	Nr. 70
REF 46 02 68	Nr. 80
REF 46 02 70	Nr. 90
REF 46 02 72	Nr.100
REF 46 02 74	Sort.Nr.15-40
REF 46 02 76	Sort.Nr.45-80

K-Files ISO

K-Feilen

Packung à 6 Stück

5.90

21 mm:

REF 46 06 73	Nr. 06
REF 46 06 75	Nr. 08
REF 46 06 80	Nr. 10
REF 46 06 85	Nr. 15
REF 46 06 90	Nr. 20
REF 46 06 95	Nr. 25
REF 46 07 00	Nr. 30
REF 46 07 05	Nr. 35
REF 46 07 10	Nr. 40
REF 46 07 15	Nr. 45
REF 46 07 20	Nr. 50
REF 46 07 25	Nr. 55
REF 46 07 30	Nr. 60
REF 46 07 35	Nr. 70
REF 46 07 40	Nr. 80
REF 46 07 45	Nr. 90
REF 46 07 50	Nr.100
REF 46 07 65	Sort.Nr.15-40
REF 46 07 70	Sort.Nr.45-80

25 mm:


REF 46 07 73	Nr. 06
REF 46 07 75	Nr. 08
REF 46 07 80	Nr. 10
REF 46 07 85	Nr. 15
REF 46 07 90	Nr. 20
REF 46 07 95	Nr. 25
REF 46 08 00	Nr. 30
REF 46 08 05	Nr. 35
REF 46 08 10	Nr. 40
REF 46 08 15	Nr. 45
REF 46 08 20	Nr. 50
REF 46 08 25	Nr. 55
REF 46 08 30	Nr. 60
REF 46 08 35	Nr. 70
REF 46 08 40	Nr. 80
REF 46 08 45	Nr. 90
REF 46 08 50	Nr.100
REF 46 08 65	Sort.Nr.15-40
REF 46 08 70	Sort.Nr.45-80

28 mm:

REF 46 08 98	Nr. 06
REF 46 09 00	Nr. 08
REF 46 09 05	Nr. 10
REF 46 09 10	Nr. 15
REF 46 09 15	Nr. 20
REF 46 09 20	Nr. 25
REF 46 09 25	Nr. 30
REF 46 09 30	Nr. 35
REF 46 09 35	Nr. 40
REF 46 09 40	Nr. 45
REF 46 09 45	Nr. 50
REF 46 09 50	Nr. 55
REF 46 09 55	Nr. 60
REF 46 09 60	Nr. 70
REF 46 09 65	Nr. 80
REF 46 09 67	Nr. 90
REF 46 09 68	Nr.100
REF 46 09 70	Sort.Nr.15-40
REF 46 09 75	Sort.Nr.45-80

31 mm:

REF 46 10 02	Nr. 06
REF 46 10 04	Nr. 08
REF 46 10 06	Nr. 10
REF 46 10 08	Nr. 15
REF 46 10 10	Nr. 20
REF 46 10 12	Nr. 25
REF 46 10 14	Nr. 30
REF 46 10 16	Nr. 35
REF 46 10 18	Nr. 40
REF 46 10 20	Nr. 45
REF 46 10 22	Nr. 50
REF 46 10 24	Nr. 55
REF 46 10 26	Nr. 60
REF 46 10 28	Nr. 70
REF 46 10 30	Nr. 80
REF 46 10 32	Nr. 90
REF 46 10 34	Nr.100
REF 46 10 50	Sort.Nr.15-40
REF 46 10 55	Sort.Nr.45-80



steril!

ROSTFREIER STAHL

autoklavierbar
bis 134°C



steril!

NICKEL-TITAN

autoklavierbar
bis 134°C

K-Flex Files ISO

K-Flex-Feilen

Packung à 6 Stück

6.90

21 mm:

REF 46 10 60	Nr.15
REF 46 10 62	Nr.20
REF 46 10 64	Nr.25
REF 46 10 66	Nr.30
REF 46 10 68	Nr.35
REF 46 10 70	Nr.40
REF 46 10 72	Sort.Nr.15-40

25 mm:

REF 46 10 76	Nr.15
REF 46 10 78	Nr.20
REF 46 10 80	Nr.25
REF 46 10 82	Nr.30
REF 46 10 84	Nr.35
REF 46 10 86	Nr.40
REF 46 10 88	Sort.Nr.15-40

Niti-K-Files ISO

Niti-K-Feilen

Packung à 6 Stück

11.90

21 mm:

REF 46 11 00	Nr. 06
REF 46 11 01	Nr. 08
REF 46 11 03	Nr. 10
REF 46 11 05	Nr. 15
REF 46 11 10	Nr. 20
REF 46 11 15	Nr. 25
REF 46 11 20	Nr. 30
REF 46 11 25	Nr. 35
REF 46 11 30	Nr. 40
REF 46 11 35	Nr. 45
REF 46 11 40	Nr. 50
REF 46 11 45	Nr. 55
REF 46 11 50	Nr. 60
REF 46 11 55	Nr. 70
REF 46 11 60	Nr. 80
REF 46 11 65	Sort.Nr.15-40
REF 46 11 70	Sort.Nr.45-80

25 mm:

REF 46 12 00	Nr. 06
REF 46 12 01	Nr. 08
REF 46 12 03	Nr. 10
REF 46 12 05	Nr. 15
REF 46 12 10	Nr. 20
REF 46 12 15	Nr. 25
REF 46 12 20	Nr. 30
REF 46 12 25	Nr. 35
REF 46 12 30	Nr. 40
REF 46 12 35	Nr. 45
REF 46 12 40	Nr. 50
REF 46 12 45	Nr. 55
REF 46 12 50	Nr. 60
REF 46 12 55	Nr. 70
REF 46 12 60	Nr. 80
REF 46 12 65	Sort.Nr.15-40
REF 46 12 70	Sort.Nr.45-80

28 mm:

REF 46 12 80	Nr. 06
REF 46 12 82	Nr. 08
REF 46 12 84	Nr. 10
REF 46 12 86	Nr. 15
REF 46 12 88	Nr. 20
REF 46 12 90	Nr. 25
REF 46 12 92	Nr. 30
REF 46 12 94	Nr. 35
REF 46 12 96	Nr. 40
REF 46 12 98	Nr. 45
REF 46 13 00	Nr. 50
REF 46 13 02	Nr. 55
REF 46 13 04	Nr. 60
REF 46 13 06	Nr. 70
REF 46 13 08	Nr. 80
REF 46 13 10	Sort.Nr.15-40
REF 46 13 12	Sort.Nr.45-80

31 mm:

REF 46 13 20	Nr. 06
REF 46 13 22	Nr. 08
REF 46 13 24	Nr. 10
REF 46 13 26	Nr. 15
REF 46 13 28	Nr. 20
REF 46 13 30	Nr. 25
REF 46 13 32	Nr. 30
REF 46 13 34	Nr. 35
REF 46 13 36	Nr. 40
REF 46 13 38	Nr. 45
REF 46 13 40	Nr. 50
REF 46 13 42	Nr. 55
REF 46 13 44	Nr. 60
REF 46 13 46	Nr. 70
REF 46 13 48	Nr. 80
REF 46 13 50	Sort.Nr.15-40
REF 46 13 52	Sort.Nr.45-80



006 008 010 015 020 025 030 035 040
045 050 055 060 070 080 090 100



K-Reamers ISO

K-Reamer

Packung à 6 Stück

5.90

21 mm:

REF 46 13 68	Nr. 06
REF 46 13 70	Nr. 08
REF 46 13 75	Nr. 10
REF 46 13 80	Nr. 15
REF 46 13 85	Nr. 20
REF 46 13 90	Nr. 25
REF 46 13 95	Nr. 30
REF 46 14 00	Nr. 35
REF 46 14 05	Nr. 40
REF 46 14 10	Nr. 45
REF 46 14 15	Nr. 50
REF 46 14 20	Nr. 55
REF 46 14 25	Nr. 60
REF 46 14 30	Nr. 70
REF 46 14 35	Nr. 80
REF 46 14 40	Nr. 90
REF 46 14 45	Nr.100
REF 46 14 60	Sort.Nr.15-40
REF 46 14 65	Sort.Nr.45-80

25 mm:

REF 46 14 68	Nr. 06
REF 46 14 70	Nr. 08
REF 46 14 75	Nr. 10
REF 46 14 80	Nr. 15
REF 46 14 85	Nr. 20
REF 46 14 90	Nr. 25
REF 46 14 95	Nr. 30
REF 46 15 00	Nr. 35
REF 46 15 05	Nr. 40
REF 46 15 10	Nr. 45
REF 46 15 15	Nr. 50
REF 46 15 20	Nr. 55
REF 46 15 25	Nr. 60
REF 46 15 30	Nr. 70
REF 46 15 35	Nr. 80
REF 46 15 40	Nr. 90
REF 46 15 45	Nr.100
REF 46 15 60	Sort.Nr.15-40
REF 46 15 65	Sort.Nr.45-80

28 mm:

REF 46 15 67	Nr. 06
REF 46 15 68	Nr. 08
REF 46 15 69	Nr. 10
REF 46 15 70	Nr. 15
REF 46 15 72	Nr. 20
REF 46 15 74	Nr. 25
REF 46 15 76	Nr. 30
REF 46 15 78	Nr. 35
REF 46 15 80	Nr. 40
REF 46 15 82	Nr. 45
REF 46 15 84	Nr. 50
REF 46 15 86	Nr. 55
REF 46 15 88	Nr. 60
REF 46 15 90	Nr. 70
REF 46 15 92	Nr. 80
REF 46 15 94	Nr. 90
REF 46 15 96	Nr.100
REF 46 15 98	Sort.Nr.15-40
REF 46 15 99	Sort.Nr.45-80

31 mm:

REF 46 16 02	Nr. 06
REF 46 16 04	Nr. 08
REF 46 16 06	Nr. 10
REF 46 16 08	Nr. 15
REF 46 16 10	Nr. 20
REF 46 16 12	Nr. 25
REF 46 16 14	Nr. 30
REF 46 16 16	Nr. 35
REF 46 16 18	Nr. 40
REF 46 16 20	Nr. 45
REF 46 16 22	Nr. 50
REF 46 16 24	Nr. 55
REF 46 16 26	Nr. 60
REF 46 16 28	Nr. 70
REF 46 16 30	Nr. 80
REF 46 16 32	Nr. 90
REF 46 16 34	Nr.100
REF 46 16 36	Sort.Nr.15-40
REF 46 16 38	Sort.Nr.45-80

ROSTFREIER STAHL
autoklavierbar
bis 134°C



Finger Pluggers

Fingerpluggler

Packung à 6 Stück

21 mm:

REF 46 26 35 Nr. 15-40

25 mm:

REF 46 26 40 Nr. 15-40

5.90



000 001 002 003 004

Nerve Broaches ISO

Nervextraktor

Packung à 10 Stück

6.90

21 mm:

REF 46 27 05	Nr.20 (#000)
REF 46 27 10	Nr.25 (#001)
REF 46 27 15	Nr.30 (#002)
REF 46 27 20	Nr.35 (#003)
REF 46 27 25	Nr.40 (#004)

25 mm:

REF 46 27 55	Nr.20 (#000)
REF 46 27 60	Nr.25 (#001)
REF 46 27 65	Nr.30 (#002)
REF 46 27 70	Nr.35 (#003)
REF 46 27 75	Nr.40 (#004)



ROSTFREIER STAHL

autoklavierbar
bis 134°C

steril!

01 02 03 04 05 06

0,5 mm 0,7 mm 0,9 mm 1,1 mm 1,3 mm 1,5 mm

Gates Glidden Drills RA

- Höhere Härte der Instrumente dank Martensit.
- Höhere Bruchfestigkeit im Vergleich zu anderen Herstellern.

Packung à 6 Stück

9.90

28 mm:

REF 46 28 05 **Nr.1**
REF 46 28 10 **Nr.2**
REF 46 28 15 **Nr.3**
REF 46 28 20 **Nr.4**
REF 46 28 25 **Nr.5**
REF 46 28 30 **Nr.6**
REF 46 28 35 **Sort.Nr.1-6**

32 mm:

REF 46 28 40 **Nr.1**
REF 46 28 45 **Nr.2**
REF 46 28 50 **Nr.3**
REF 46 28 55 **Nr.4**
REF 46 28 60 **Nr.5**
REF 46 28 65 **Nr.6**
REF 46 28 70 **Sort.Nr.1-6**



steril!

ROSTFREIER STAHL

autoklavierbar
bis 134°C

Paste Fillers RA Wurzelfüller mit Feder

Packung à 6 Stück

6.90

17 mm:

REF 46 31 40 **Nr.25**
REF 46 31 45 **Nr.30**
REF 46 31 50 **Nr.35**
REF 46 31 55 **Nr.40**
REF 46 31 60 **Sort.Nr.25-40**

21 mm:

REF 46 31 65 **Nr.25**
REF 46 31 70 **Nr.30**
REF 46 31 75 **Nr.35**
REF 46 31 80 **Nr.40**
REF 46 31 85 **Sort.Nr.25-40**

25 mm:

REF 46 31 90 **Nr.25**
REF 46 31 95 **Nr.30**
REF 46 32 00 **Nr.35**
REF 46 32 05 **Nr.40**
REF 46 32 10 **Sort.Nr.25-40**

025 030 035 040



PoloTaper Gold Files RA

Erhältlich in den Größen SX, S1, S2 (Shaping Files), F1, F2, F3, F4, F5 (Finishing Files).



Packung à 6 Stück.

Die Sortimente enthalten jeweils 1 Feile: SX, S1, S2, F1, F2, F3

19 mm:

48 01 05 SX

29.90

21 mm:

REF 48 01 00 Sortiment
 REF 48 01 10 S1
 REF 48 01 15 S2
 REF 48 01 20 F1
 REF 48 01 25 F2
 REF 48 01 30 F3
 REF 48 01 35 F4
 REF 48 01 40 F5

25 mm:

REF 48 01 50 Sortiment
 REF 48 01 55 S1
 REF 48 01 60 S2
 REF 48 01 65 F1
 REF 48 01 70 F2
 REF 48 01 75 F3
 REF 48 01 80 F4
 REF 48 01 85 F5

31 mm:

REF 48 02 00 Sortiment
 REF 48 02 05 S1
 REF 48 02 10 S2
 REF 48 02 15 F1
 REF 48 02 20 F2
 REF 48 02 25 F3
 REF 48 02 30 F4
 REF 48 02 35 F5

PoloTaper NXT Files RA

Erhältlich in den Größen X1, X2, X3, X4, X5



39.90

Packung à 6 Stück

21 mm:

REF 48 02 50 Sort. X1-X3
 REF 48 02 52 Sort. X4-X5
 REF 48 02 54 X1
 REF 48 02 56 X2
 REF 48 02 58 X3
 REF 48 02 60 X4
 REF 48 02 62 X5

25 mm:

REF 48 02 64 Sort. X1-X3
 REF 48 02 66 Sort. X4-X5
 REF 48 02 68 X1
 REF 48 02 70 X2
 REF 48 02 72 X3
 REF 48 02 74 X4
 REF 48 02 76 X5

31 mm:

REF 48 02 78 Sort. X1-X3
 REF 48 02 80 Sort. X4-X5
 REF 48 02 82 X1
 REF 48 02 84 X2
 REF 48 02 86 X3
 REF 48 02 88 X4
 REF 48 02 90 X5



steril!

NICKEL-TITAN
autoklavierbar
bis 134°C



steril!

NICKEL-TITAN
autoklavierbar
bis 134°C



steril!

RCP Gold Files RA

Erhältlich in den Größen
Small, Primary, Medium, Large



20/07 25/07 35/06 45/05

Packung à 6 Stück (Refill) /
4 Stück (Sortiment)

39.90

21 mm:

48 04 00 **small**
48 04 05 **primary**
48 04 10 **medium**
48 04 15 **large**
48 03 95 **Sortiment (Je 1 Feile)**

25 mm:

48 04 25 **small**
48 04 30 **primary**
48 04 35 **medium**
48 04 40 **large**
48 04 20 **Sortiment (Je 1 Feile)**

31 mm:

48 04 50 **small**
48 04 55 **primary**
48 04 60 **medium**
48 04 65 **large**
48 04 45 **Sortiment (Je 1 Feile)**

RCP Files RA

Erhältlich in den Größen
R25 rot, R40 schwarz, R50 gelb



25/08 40/06 50/05

Packung à 6 Stück

49.90

21 mm:

REF 48 05 02 **R25, R40, R50 (Je 2 Feilen)**
REF 48 05 04 **R40, R50 (Je 3 Feilen)**
REF 48 05 06 **R25**
REF 48 05 08 **R40**
REF 48 05 10 **R50**

25 mm:

REF 48 05 12 **R25, R40, R50 (Je 2 Feilen)**
REF 48 05 14 **R40, R50 (Je 3 Feilen)**
REF 48 05 16 **R25**
REF 48 05 18 **R40**
REF 48 05 20 **R50**

31 mm:

REF 48 05 22 **R25, R40, R50 (Je 2 Feilen)**
REF 48 05 24 **R40, R50 (Je 3 Feilen)**
REF 48 05 26 **R25**
REF 48 05 28 **R40**
REF 48 05 30 **R50**

RCP Blue Files RA

Erhältlich in den Größen
R25 rot, R40 schwarz, R50 gelb



25/08 40/06 50/05

Packung à 6 Stück

49.90

21 mm:

REF 48 05 52 **R25, R40, R50 (Je 2 Feilen)**
REF 48 05 54 **R40, R50 (Je 3 Feilen)**
REF 48 05 56 **R25**
REF 48 05 58 **R40**
REF 48 05 60 **R50**

25 mm:

REF 48 05 62 **R25, R40, R50 (Je 2 Feilen)**
REF 48 05 64 **R40, R50 (Je 3 Feilen)**
REF 48 05 66 **R25**
REF 48 05 68 **R40**
REF 48 05 70 **R50**

31 mm:

REF 48 05 72 **R25, R40, R50 (Je 2 Feilen)**
REF 48 05 74 **R40, R50 (Je 3 Feilen)**
REF 48 05 76 **R25**
REF 48 05 78 **R40**
REF 48 05 80 **R50**



Prophylaxe

Eye Shields Transparent Augenschutz

Packung à 30 Stück

REF 40 45 50

39.90




Face Shields Transparent Gesichtsschutz

30 Stück

REF 40 45 55

39.90



Frames for Eye Shields Rahmen für Augenschutz

Packung à 5 Stück

REF 40 45 10 weiß

REF 40 45 15 gelb

REF 40 45 20 grün

REF 40 45 25 blau

REF 40 45 30 rosa

29.90



Protective Glasses Schutzbrille

pro Stück

REF 40 44 20 transparent

REF 40 44 25 orange

19.90



Ergonomisch gestaltete Schutzbrille mit komfortablem Nasensteg.

Die orangefarbenen Gläser schützen vor Polymerisationslicht. Die Gläser beschlagen nicht dank Anti-Fog-Beschichtung und sie sind kratzfest.

Flosscard Zahnseide, Minzgeschmack

Packung à 10x 10 Meter
REF 77 18 00

19.90

PoloDent Zahnseide, auch Floss oder Dental Floss genannt, besteht aus gewebten Fäden, die mit Wachs beschichtet sind. Mit Zahnseide können Sie Zahnzwischenräume von Speiseresten und Zahnbelag befreien und somit Karies verhindern.

Die PoloDent Flosscard hat die ideale Größe für unterwegs. Auf der Karte befinden sich 10 Meter Zahnseide mit angenehmem Minz-Geschmack.



Ortho Boxes Ortho-Behälter, Sortiment

9.90

Packung à 4 Farben: 3x weiß, 3x blau, 3x limette, 3x rosa

REF 80 98 10 **small**
Boxgröße: 74x64x28 mm

REF 80 98 15 **large**
Boxgröße: 80x70x40 mm

Ortho-Behälter, Groß

Packung à 12 Stück

REF 80 98 17 **weiß**
REF 80 98 19 **blau**
Boxgröße: 80x70x40 mm



Mouth Mirrors Plane

Mundspiegel

Packung à 12 Stück

REF 57 39 45 Ø 1,9 cm Nr.3

REF 57 39 50 Ø 2,2 cm Nr.4

REF 57 39 52 Ø 2,4 cm Nr.5

10.90



Mouth Mirrors Rhodium Front

Mundspiegel

Packung à 12 Stück

REF 57 39 55 Ø 1,9 cm Nr.3

REF 57 39 60 Ø 2,2 cm Nr.4

REF 57 39 65 Ø 2,4 cm Nr.5

16.90



Cheek Retractors Single

Wangenhalter einfach

Packung à 2 Stück

REF 59 32 53 Junior

REF 59 32 55 Erwachsene

9.90



Cheek and Lip Retractors Double


Wangen- und Lippenhalter doppelt

Packung à 2 Stück

REF 59 32 59 Junior

REF 59 32 60 Erwachsene

12.90





S-Line Instrumente

Die Instrumente der PoloDent **S-Line** sind ergonomisch geformt, liegen gut in der Hand und schonen Hand und Handgelenk während der Behandlung.

Excavators (DE) Exkavatoren

pro Stück

- REF 55 17 40 125/126
- REF 55 17 45 127/128
- REF 55 17 50 129/130
- REF 55 17 55 153/154

18.90



Periodontal Probes (EE) Pocketsonden

pro Stück

- REF 56 35 60 Williams PW 973/14W
- REF 56 36 50 Merritt 973/CP10
- REF 56 36 60 Williams PW 973/72W
- REF 56 36 70 PCPUNC15

16.90



Explorers (EE) Sonden

pro Stück

- REF 56 36 05 1083/6
- REF 56 37 00 1083/6 S-Line
- REF 56 37 05 1081/33 S-Line

7.90



Mirror Handles Mundspiegelgriff

pro Stück

- REF 57 59 40 485
- REF 57 59 50 small S-Line
- REF 57 59 55 large S-Line

9.90



Matrix Retainer Nyström 6 mm Matrizenspanner

pro Paar

- REF 64 08 10 Links+Rechts 596/1+2

pro Stück

- REF 64 08 15 Links 596/1
- REF 64 08 20 Rechts 596/2



22.90

Articulation Tweezer 650N

Hochwertige, rostfreie und sterilisierbare Pinzette für Artikulationspapier.

pro Stück

- REF 22 00 80

13.90



Cement Spatula S-Line

Zementspatel

pro Stück

14.90

REF 30 92 30



Burnisher (DE)

Amalgamstopfer

pro Stück

14.90

REF 53 00 00 Ash 1052/49

REF 53 00 05 1054/155

REF 53 00 10 1052/207-208

REF 53 00 30 Ash 1052/49 S-Line



Scaler S-Line (DE)

pro Stück

REF 54 50 00 H6/H7

REF 54 50 05 204S

26.90



Curette Gracey S-Line (DE)

Kürette

pro Stück

REF 54 82 00 1-2

REF 54 82 05 3-4

REF 54 82 10 5-6

REF 54 82 15 7-8

REF 54 82 20 11-12

REF 54 82 25 13-14

26.90



Plastic Filling Instrument Ash (DE)

Modellierinstrument

pro Stück

REF 53 65 85 1052/6

REF 53 66 00 1052/6 S-Line

ab 14.90



College Tweezers

College Pinzette

pro Stück

REF 57 84 35 gerieft 16 cm 772DP/2

REF 57 84 50 15 cm 773A/2

REF 57 84 55 15 cm 771A/2 S-Line

REF 57 84 60 diamantiert 15 cm 773D

ab 9.90



Rubber Dam Clamp Forceps Brewer 605

Kofferdamklammerzange

Dient zur Positionierung der Kofferdamklammern auf den Zähnen. Die Zange löst sich automatisch, sobald die Kofferdamklammer auf dem Zahn platziert ist.

pro Stück

REF 34 40 60

54.90



Rubber Dam Punch 610

Kofferdamlochzange

Dient zum Stanzen eines Kofferdams mit Löchern unterschiedlicher Größe, die der Größe des zu isolierenden Zahns entsprechen.

pro Stück

REF 34 45 65

74.90



GatorEX

Extraktionszange

Premium-Extraktionszange

Ein feiner, filigraner und seitlich abgeflachter Zangenkopf ermöglicht ein tiefes Greifen des Zahnes in der Knochentasche sowie eine optimierte, proximale Rotationsbewegung. Die distal abgewinkelte Verzahnung am Maulrand der Zange ermöglicht ein bequemes Vorschieben bis zum Zahnhals. Die strukturierte Verzahnung sorgt für einen optimalen Halt bei der Durchführung von Rotationsbewegungen sowie bei der Extraktion des Zahnes.

Die offene Griffstruktur reduziert das Gewicht der Zange und ermöglicht eine gründliche Spülung, insbesondere bei der thermischen Aufbereitung.

**PREMIUM
QUALITY**
INSTRUMENTS



GatorEX Zahnzangen-Satz GX100

Bestehend aus 10 Instrumenten:
GX1, GX7, GX13, GX17, GX18, GX22,
GX33A, GX51A, GX67A, GX79

REF 58 77 45 **795.00**

- Medizinischer Edelstahl veredelt im CRYO-Härteverfahren - eisveredelt;
- Elektrolytisch passiviert zur Vermeidung von Korrosion;
- Flare-freie Oberfläche durch Spezialmattierung;
- Geeignet für die Verarbeitung im Thermodesinfektor und Autoklaven (134° C).

GatorEX Zahnzangen

pro Stück

REF 58 77 50	GX1	(obere Schneide- und Eckzähne)
REF 58 77 55	GX7	(obere Prämolaren)
REF 58 77 60	GX13	(untere Prämolaren, Schneide- und Eckzähne)
REF 58 77 65	GX17	(obere Molaren rechts)
REF 58 77 70	GX18	(obere Molaren links)
REF 58 77 75	GX22	(untere Molaren)
REF 58 77 80	GX33A	(untere Wurzeln)
REF 58 77 85	GX51A	(obere Wurzeln)
REF 58 77 90	GX67A	(Weisheitszähne Oberkiefer)
REF 58 77 95	GX79	(Weisheitszähne Unterkiefer)
REF 58 78 00	GX86C	(Molaren Unterkiefer)
REF 58 78 05	GX136	(untere Wurzelreste)
REF 58 78 10	GX152	(obere Wurzelreste)

89.90



Die offene Griffstruktur reduziert das Gewicht* der Zange und ermöglicht eine gute Durchspülung insbesondere bei der thermischen Aufbereitung.

* (ca. 35% Gewichtsreduzierung gegenüber Standard-Zahnzangen aus unserem Programm)



Carpule Syringe with aspiration 1950
 Zylinderampullenspritze mit Aspiration
 Mit drei Aspirationshaken und Arretierung.

pro Stück

REF 20 71 05

49.90



Ein bisher nicht erkanntes Risiko bei der Aufbereitung Ihrer Zylinderampullenspritze ist der feine Kanal im Inneren des Spritzenkopfes. Mit der neu entwickelten DBGM patentierten Zylinderampullenspritze mit teilbarem Spritzenkopf ist eine perfekte Aufbereitung möglich.

Geeignet für die Thermodesinfektion und autoklavierbar bei 134°C.

Cartridge Syringe Self Aspirating 1954 ME
 Zylinderampullenspritze Selbstaspirierend,
 Rostfreier Stahl

Spritzenkopf mit zerlegbarem Nadelführungskopf.
 Hergestellt aus medizinischem Edelstahl.

pro Stück

59.90

REF 20 71 10



Needle Holder Crile-Wood 1155/15
 Nadelhalter, 15 cm

Naht 3/0 - 5/0

Der Crile-Wood ist beliebt für seine Standardgröße und sein schlankes Design. Sein geringes Gewicht macht ihn benutzerfreundlich. Mit Hilfe der Arretierungsoption ist eine Fixierung der Nadel möglich. Das ermöglicht eine effiziente Arbeitsweise.

pro Stück

REF 32 55 05

47.90

Needle Holder Crile-Wood 1155/15TC
 Nadelhalter, 15 cm
 Tungsten Carbide

Naht 3/0 - 5/0

Crile-Wood Nadelhalter mit Hartmetalleinsätzen für längere Lebensdauer. Die goldenen Griffe kennzeichnen diese spezielle Legierung. Die Hitzebeständigkeit ist dadurch deutlich erhöht. Thermodesinfektor (93°C) und bis 180°C sterilisierbar.

pro Stück

REF 32 55 10

84.90

Needle Holder Mathieu 1160/14
 Nadelhalter, 14 cm

Querschnitt. Naht 3/0 - 5/0

Der Nadelhalter nach Mathieu ist besonders für chirurgische Nähte geeignet, bei denen der Arzt die Nadel häufig einführen muss. Der Nadelhalter hat eine Kreuzverzahnung an den Bracken für besonders sicheren Halt.

pro Stück

REF 32 55 15

56.90



Basierend auf Naturkautschuklatex und latexfrei (synthetischer Naturkautschuk). Die Formulierungen für beide Varianten wurden optimiert, um eine hohe Reißfestigkeit und Elastizität zu gewährleisten. Hergestellt nach FDA-Standard.

Es wird **proteinärmer Latex** verwendet, um das Risiko einer Empfindlichkeit zu minimieren. Unsere latexfreien Dämme verwenden eine speziell synthetisierte Version des Naturkautschukmoleküls, die den physikalischen Eigenschaften von Naturkautschuk sehr nahe kommt, aber keine Proteine enthält.



Dental Dam Blue Non Latex Kofferdam blau, Latexfrei

Packung à 20 Stück

REF 34 39 00 **medium**
REF 34 39 05 **heavy**

19.90



Dental Dam Green Latex Kofferdam grün, Latex

Packung à 36 Stück

REF 34 39 10 **medium**
REF 34 39 15 **heavy**

12.90

Mittlere Stärke = 0,18-0,23 mm
Hohe Stärke = 0,23-0,28 mm

GLASSIX+plus

PoloDent Glassix +Plus ist die neueste Generation von hoch röntgendichten und lichtleitenden Glasfaserstiften. Anatomisch geformt eignen sie sich für Wurzelkanäle (zylindrisch-konisch), eine Farbkodierung sorgt für eine einfache Identifizierung und mechanische Retentionen in 4 verschiedenen Größen.

Indikation: Für corona-radikuläre Wiederaufbauten.

Vorteile:

- Optimale Röntgensichtbarkeit (350% Al.).
- Lichtdurchlässig für die Anwendung dualhärtender Harzzemente.
- Anatomisch geformt mit einer schraubenartigen Struktur - gedrehte Rillen - welche mechanische Retentionen ohne Bruchstellen bietet.
- Elastizität zum natürlichen Dentin (20 Gpa).
- Verstärkte mechanische Eigenschaften (1500 Mpa).
- Ästhetisch dank seiner transluzenten Substanz.
- 100% biokompatibel.
- Epoxy frei.

Glassix +Plus Fiber Posts

Intro Kit

bestehend aus:

- 5 Fiber Post Nr.1 (Ø 1,2 – 0,6 + Reamer)
- 5 Fiber Post Nr.2 (Ø 1,5 – 0,8 + Reamer)
- 5 Fiber Post Nr.3 (Ø 1,8 – 0,9 + Reamer)
- 5 Fiber Post Nr.4 (Ø 2,0 – 1,0 + Reamer)
- 1 Pilot Reamer

REF 69 24 00 **199.90**



Refill

Packung à 10 Stück

- REF 69 24 05 **Nr. 1 (Ø 1,2-0,6 mm)**
REF 69 24 10 **Nr. 2 (Ø 1,5-0,8 mm)**
REF 69 24 15 **Nr. 3 (Ø 1,8-0,9 mm)**
REF 69 24 20 **Nr. 4 (Ø 2,0-1,0 mm)**

65.90



Glassix +Plus Reamer

29.90

Packung à 10 Stück

- REF 69 24 50 **Nr. 1 (Ø 1,2-0,6 mm)**
REF 69 24 55 **Nr. 2 (Ø 1,5-0,8 mm)**
REF 69 24 60 **Nr. 3 (Ø 1,8-0,9 mm)**
REF 69 24 65 **Nr. 4 (Ø 2,0-1,0 mm)**



Glassix +Plus Pilot Reamer

26.90

Packung à 3 Stück

REF 69 24 75



Screw Posts Goldplated

Screw Posts vergoldet, Sortiment

bestehend aus:

- 20x 3 Screw Posts
- 1 Screw Post Vierkantschlüssel
- 1 Screw Post Kreuzschlüssel

REF 69 00 00

99.90



Screw Posts Titanium

Screw Posts Titan, Sortiment

bestehend aus:

- 20x 3 Screw Posts
- 1 Screw Post Vierkantschlüssel

REF 69 06 00

99.90

Screw Post Reamer

Screw Post Bohrer, Sortiment

Packung à 6 Stück

46.90

REF 69 12 00 kurz S-1-6

REF 69 12 05 lang L-1-6



Screw Posts Titanium

Screw Posts Titan

Packung à 6 Stück

8.90

REF 69 06 05 S-1 (8x1,05 mm)

REF 69 06 10 S-2 (8x1,20 mm)

REF 69 06 15 S-3 (8x1,35 mm)

REF 69 06 20 S-4 (8x1,50 mm)

REF 69 06 25 S-5 (8x1,65 mm)

REF 69 06 30 S-6 (8x1,80 mm)

REF 69 06 35 M-1 (9,5x1,05 mm)

REF 69 06 40 M-2 (9,5x1,20 mm)

REF 69 06 45 M-3 (9,5x1,35 mm)

REF 69 06 50 M-4 (9,5x1,50 mm)

REF 69 06 55 M-5 (9,5x1,65 mm)

REF 69 06 60 M-6 (9,5x1,80 mm)

REF 69 06 65 L-1 (12x1,05 mm)

REF 69 06 70 L-2 (12x1,20 mm)

REF 69 06 75 L-3 (12x1,35 mm)

REF 69 06 80 L-4 (12x1,50 mm)

REF 69 06 85 L-5 (12x1,65 mm)

REF 69 06 90 L-6 (12x1,80 mm)

REF 69 06 95 XL-4 (14x1,50 mm)

REF 69 07 00 XL-6 (14x1,80 mm)



Screw Posts Goldplated

Screw Posts vergoldet

Packung à 6 Stück

5.90

REF 69 00 05 S-1 (8x1,05 mm)

REF 69 00 10 S-2 (8x1,20 mm)

REF 69 00 15 S-3 (8x1,35 mm)

REF 69 00 20 S-4 (8x1,50 mm)

REF 69 00 25 S-5 (8x1,65 mm)

REF 69 00 30 S-6 (8x1,80 mm)

REF 69 00 35 M-1 (9,5x1,05 mm)

REF 69 00 40 M-2 (9,5x1,20 mm)

REF 69 00 45 M-3 (9,5x1,35 mm)

REF 69 00 50 M-4 (9,5x1,50 mm)

REF 69 00 55 M-5 (9,5x1,65 mm)

REF 69 00 60 M-6 (9,5x1,80 mm)

REF 69 00 65 L-1 (12x1,05 mm)

REF 69 00 70 L-2 (12x1,20 mm)

REF 69 00 75 L-3 (12x1,35 mm)


REF 69 00 80 L-4 (12x1,50 mm)

REF 69 00 85 L-5 (12x1,65 mm)

REF 69 00 90 L-6 (12x1,80 mm)

REF 69 00 95 XL-4 (14x1,50 mm)

REF 69 00 00 XL-6 (14x1,80 mm)



Multifunction Syringe Multifunktionsspritze

- 360° Tip-Rotation für schwer zugängliche Stellen.
- Exakte Luft- und Wasserkontrolle.
- Grazil und ergonomisch für bessere Sichtverhältnisse.
- Einweg-Tips garantieren eine schnelles Handling beim Patientenwechsel.
- Einweg-Tips reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination.

pro Stück

REF 51 92 05

69.90



Sleeves for Multifunction Syringe Schutzhüllen für Multifunktionsspritze 26x6,5 cm

Packung à 500 Stück

REF 45 20 25

28.90



Spray Tips Small

Packung à 125 Stück

Lang (80 mm):

REF 51 92 10 weiß

REF 51 92 26 Sortiment

Kurz (65 mm):

REF 51 92 27 weiß

REF 51 92 28 Sortiment

15.90

POLO DENT®
HANDPIECES




Universal Oil Spray

Universal-Spray Für die Wartung aller zahnärztlichen Handstücke, einschließlich Hochgeschwindigkeits-, Langsamlauf- und Druckluftmotoren.

Dose à 500 ml

REF 51 86 00

9.90



PoloFlex Strips 4x150 mm

Packung à 50 Stück

REF 73 29 50 Polierstreifen (x-fein/fein)
REF 73 29 55 Finierstreifen (mittel/grob)

6.90



PoloFlex Pop-On Disks Trial Kit

bestehend aus:

- 4x 10 Disks à 10 mm
- 4x 10 Disks à 14 mm
- 1x Mandrell

24.90

REF 72 94 03

PoloFlex Snap-On Disks Trial Kit

bestehend aus:

- 4x 10 Disks à 10 mm
- 4x 10 Disks à 14 mm
- 1x Mandrell

24.90

REF 72 94 53

Disks Sortiment

bestehend aus:

- 4x 30 Disks à 10 mm
- 4x 30 Disks à 14 mm
- 1x Mandrell

59.90

REF 72 94 05

Disks Sortiment

bestehend aus:

- 4x 30 Disks à 10 mm
- 4x 30 Disks à 14 mm
- 1x Mandrell

59.90

REF 72 94 55

PoloFlex Pop-On Disks Refill

Packung à 85 Stück

10 mm:

REF 72 94 10 **x-fein**
REF 72 94 15 **fein**
REF 72 94 20 **mittel**
REF 72 94 25 **grob**

14 mm:

REF 72 94 30 **x-fein**
REF 72 94 35 **fein**
REF 72 94 40 **mittel**
REF 72 94 45 **grob**

22.90



PoloFlex Snap-On Disks Refill

Packung à 50 Stück

10 mm:

REF 72 94 60 **x-fein**
REF 72 94 65 **fein**
REF 72 94 70 **mittel**
REF 72 94 75 **grob**

14 mm:

REF 72 94 80 **x-fein**
REF 72 94 85 **fein**
REF 72 94 90 **mittel**
REF 72 94 95 **grob**

12.90



PoloFlex Pop-On Mandrelle

Packung à 3 Stück

REF 72 94 50

14.90



PoloFlex Snap-On Mandrelle

Packung à 3 Stück

REF 72 95 00

14.90



PROPHY CUPS POLIERNÄPFCHEN



Latex Screw-Type Latex, Schraubtyp

Packung à 36 Stück

REF 74 05 65 **grey, weich**
REF 74 05 70 **weiß, hart**



11.90

Non Latex Screw-Type Latexfrei, Schraubtyp

Packung à 36 Stück

REF 74 05 72 **rosa, weich**
REF 74 05 73 **violett, medium**
REF 74 05 74 **blau, hart**



11.90

Non Latex Snap-On Latexfrei, Snap-On

Packung à 36 Stück

REF 74 05 75 **rosa, weich**
REF 74 05 77 **violett, medium**
REF 74 05 80 **blau, hart**



9.90

Non Latex RA Latexfrei, RA

Packung à 36 Stück

REF 74 05 85 **weiß, medium**
REF 74 05 90 **rosa, weich**
REF 74 05 92 **violett, medium**
REF 74 05 95 **blau, hart**



11.90

PROPHY BRUSHES POLIERBÜRSTCHEN

Pencil Screw-Type Pencil Schraubtyp

Packung à 36 Stück

Natur
REF 74 36 05 **schwarz**

16.90

Nylon
REF 74 36 07 **violett, medium**
REF 74 36 08 **blau, hart**



Pencil RA Pencil RA

Packung à 36 Stück

Natur
REF 74 36 15 **schwarz**

16.90



Cup RA weiß Kelche RA

Packung à 10 Stück

REF 74 36 20 **Natur**
REF 74 36 25 **Nylon**

5.90



Cup RA Kelche RA

Packung à 10 Stück

Nylon
REF 74 36 30 **rosa, weich**
REF 74 36 31 **violett, medium**
REF 74 36 32 **blau, hart**

6.90



Junior Cup Screw-Type Kelch Junior Schraubtyp

Packung à 36 Stück

Nylon
REF 74 36 10 **rosa, weich**
REF 74 36 11 **violett, medium**
REF 74 36 12 **blau, hart**

16.90



Junior Cup RA Kelch Junior Schraubtyp

Packung à 10 Stück

Nylon
REF 74 36 35 **rosa, weich**
REF 74 36 36 **violett, medium**
REF 74 36 37 **blau, hart**

6.90






Occlusal Brushes RA

Packung à 10 Stück

- REF 74 36 40 Kelch
- REF 74 36 41 Pensil
- REF 74 36 42 Spitze

22.90




Dia Brushes RA Diamond

Packung à 10 Stück

- REF 74 36 45 Kelch
- REF 74 36 46 Pensil
- REF 74 36 47 Spitze

39.90



Microtuft RA weiß Nylon

Packung à 10 Stück

REF 74 36 50

12.90



PROPHY POINTS

POLIERSPITZEN

Polishing Points 'EVE' RA W1

Weiß Flamme

Packung à 12 Stück

REF 72 67 75

11.90



MANDRELS

Mandrels RA Screw-Type 14 mm

Mandrelle, Schraubtyp

Packung à 12 Stück

REF 74 81 50

12.90



Mandrels

Mandrelle

Packung à 10 Stück

REF 74 81 55 Snap-On Schraubtyp

REF 74 81 60 RA Snap-On



Zircon Prophy Paste

Polierpaste

für die professionelle Zahnreinigung auf Basis von Zirkoniumsilikat.

Tube à 170 g

19.90

REF 73 80 80

- Entfernt wirksam Zahnbelag und Verfärbungen für professionelle Zahnreinigung und Prophylaxe.
- Optimierte Reinigung und Abrasion.
- Angenehm frischer Minzgeschmack.
- Optimierte Thixotropie für perfekte Applikation.
- RDA ~150.
- Die Paste spritzt nicht und trocknet nicht aus.
- Bestehend aus 0.2% Natriumfluorid für optimale Remineralisierung.
- Cremefarben.



Prophylaxis Powder Classic

Prophylaxepulver, Subgingival

Packung à 300 g

REF 52 02 00 **Mint**

REF 52 02 05 **Lemon**

REF 52 02 10 **Cherry**

REF 52 02 15 **Cassis**

16.90

Subgingivale Anwendung:

- Entfernung von periodontalen Biofilmen.
- Implantatreinigung.
- Unterstützung nach einer Parodontitis-Behandlung.

Supragingivale Anwendung:

- Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus.
- Entfernung von Verfärbungen in empfindlichen Bereichen.
- Endpolitur der Zähne ist überflüssig.
- Anwendbar für die regelmäßige prophylaktische Behandlung.



Prophy Perio Plus

Prophylaxepulver, Supra- & Subgingival

Packung à 120 g

18.90

REF 52 02 30



Pumice Powder

Bimssteinpulver

Packung à 1000 g

REF 73 80 50

5.90



PoloDent Bimssteinpulver ist ein hellgraues, geruchloses Polierpulver, das Plaque und Verfärbungen am Zahn entfernt.

Das PoloDent Bimssteinpulver hat eine mittlere Körnung zwischen 0 und 300 µm.

Bimssteinpulver ist ein Naturprodukt und stellt keine Gefahr für die Umwelt dar.

Occlu Spray Okklusionspray

PoloDent Occlusion Spray ist ein mikropulverisiertes Markierungsspray zur Visualisierung von Kontaktpunkten und -flächen in der Zahnmedizin.

Das Pulverspray wird auf die zu untersuchende Fläche aufgesprüht. Dabei entsteht eine Schicht aus feinem Pigment. Dieser Farbpigmentfilm lässt sich mit Wasser leicht und rückstandsfrei entfernen.

Dose à 75 ml

REF 22 02 20

6.90



POLO DENT[®]
ARTICULATION

Artikulation | PoloDent

PoloTemp Automix

10:1


PoloDent PoloTemp ist ein temporäres Kronen- und Brückenmaterial auf Basis multifunktionaler Methacrylate. Einfach anzuwenden in den praktischen Automix-Kartuschen. Es wird zur Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken, Inlays, Onlays und Veneers eingesetzt. Aufgrund seiner hohen Endhärte und Elastizität ist es hervorragend bei großen Brücken und als Langzeitprovisorium geeignet. Überzeugende Ästhetik durch seine fluoreszierenden Eigenschaften.

bestehend aus 50 ml + 12 Mischkanülen

REF 62 00 45 A1
REF 62 00 50 A2
REF 62 00 55 A3
REF 62 00 60 A3,5
REF 62 00 65 B1


69.90

PoloTemp Automix hat ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, die mit den Materialien der führenden Wettbewerber auf dem Markt vergleichbar oder besser sind. Dies gewährleistet eine sehr gute klinische Leistung.



POLO DENT[®]
RESINS

Provisorisches Kronen- & Brückenmaterial | PoloDent



Matrix Bands Tofflemire

Matrizenband Rostfreier Stahl, Erwachsene

Packung à 12 Stück

x-dünn, 0,035 mm

- REF 63 00 55 **Nr.1**
- REF 63 00 65 **Nr.2**
- REF 63 00 75 **Nr.3**

3.40

dünn, 0,05 mm

- REF 63 00 50 **Nr.1**
- REF 63 00 60 **Nr.2**
- REF 63 00 70 **Nr.3**
- REF 63 00 80 **Nr.11**

Matrix Bands Tofflemire

Matrizenband, Rostfreier Stahl, Kind

Packung à 12 Stück


x-dünn, 0,035 mm

- REF 63 00 90 **Nr.13**
- REF 63 01 05 **Nr.15**

3.40

dünn, 0,05 mm

- REF 63 00 85 **Nr.13**
- REF 63 00 95 **Nr.14**
- REF 63 01 00 **Nr.15**



Matrix Bands

Matrizenband Rostfreier Stahl

Packung à 12 Stück

Molaren dünn, 0,05 mm

- REF 63 00 00 **Nr.1, medium**
- REF 63 00 05 **Nr.1, wide**
- REF 63 00 20 **Nr.7**
- REF 63 00 40 **Nr.16**

4.90

Prämolaren dünn, 0,05 mm

- REF 63 00 10 **Nr.4, medium**
- REF 63 00 15 **Nr.5, wide**
- REF 63 00 25 **Nr.10**
- REF 63 00 30 **Nr.14**

Matrix Bands Roll

Matrizenband Rolle, Rostfreier Stahl

Packung à 1 Meter

- REF 63 68 85 **5x0,05 mm**
- REF 63 68 90 **6x0,05 mm**
- REF 63 68 95 **7x0,05 mm**

3.40



Phosphor Sleeves Phosphor Schutzhüllen

Packung à 300 Stück

24.90

mit Rahmen:

REF 86 41 05 Größe 2 (31x41 mm)
REF 86 41 10 Größe 1 (24x40 mm)

Geeignet für
Digora FMX

ohne Rahmen:

REF 86 41 13 Größe 3 (27x54 mm)
REF 86 41 15 Größe 2 (31x41 mm)
REF 86 41 20 Größe 1 (24x40 mm)
REF 86 41 22 Größe 0 (22x35 mm)

Geeignet für
Vistascan,
Digora Optime
& Gendex




Bite Covers

Biss-Schutz für Phosphorplatten

Packung à 250 Stück

REF 86 41 45 Größe 0
REF 86 41 50 Größe 1
REF 86 41 60 Größe 2
REF 86 41 65 Größe 3

17.90



Der PoloDent Biss-Schutz schützt Ihre Phosphorplatten effektiv vor Kratzern und verlängern dadurch deren Lebensdauer. Für alle Sensoren (Digora, Dürr, Gendex) geeignet.

Cassettes

Kassetten für Phosphorplatten

Packung à 250 Stück

REF 87 30 80 Größe 1
REF 87 30 85 Größe 2

29.90



- Keine beschädigten Phosphorplatten mehr.
- Schutzhüllen sind unnötig.
- Nach Desinfektion wiederverwendbar.

Phosphor Plate Holders

Phosphorplatten-Halter Positioning Pack

bestehend aus:

- 2 Bitewing Filmhalter
- 4 Posterior/Periapical Filmhalter
- 2 Phosphorplatten-Kassetten Größe 1
- 2 Phosphorplatten-Kassetten Größe 2
- 1 Positionierungsring
- 1 Poster zur Anwendung

REF 87 30 75

69.90



Phosphor Plate Holders

Die Phosphorplatten-Halter dienen der Positionierung und Ausrichtung Ihrer Phosphorplatten. Durch die Verwendung der Kassetten bleiben Ihre Sensoren geschützt und Schäden werden minimiert.

Phosphor Plate Holders, mit Clip

Phosphorplatten-Halter Intro Pack

bestehend aus:

- 2 Bitewing Filmhalter
- 4 Posterior Filmhalter
- 1 Positionierungsring
- 50 Clips

Phosphorplatten-Halter Positioning Pack

bestehend aus:

- 4 Bitewing Filmhalter
- 6 Posterior Filmhalter
- 1 Positionierungsring

59.90 REF 87 32 10 **89.90**

REF 87 32 05

Clips für Phosphorplatten-Halter

Packung à 300 Stück

REF 87 32 15

29.90



Phosphor Plate Holders mit Clip

Diese Phosphorplatten-Halter haben das innovative Clip-System. Eine exakte Methode zur Herstellung von aussagekräftigen Röntgenbildern.

Alle PoloDent Halter können mit dem Positionierungsring (Art.Nr. 87 30 90) verwendet werden.

Positioning Ring Positionierungsring

Packung à 5 Stück

REF 87 30 90

29.90



Sensor Holders Sensorenhalter Intro pack


59.90

bestehend aus:

- 1 Bitewing Filmhalter
- 2 Periapical Filmhalter; UR, UL
- 2 Posterior Filmhalter; UR, UL
- 2 Endo Filmhalter; UR, UL
- 1 Positionierungsring
- 1 Poster zur Anwendung
- 50 Schutzhüllen

REF 87 30 05 Größe 1 (2x3 cm)

REF 87 30 50 Größe 2 (3x4 cm)



- Geeignet für alle kabelgebundenen Sensoren.
- Bis zu 30% mehr Darstellung der Zähne bei Bissflügel-Aufnahmen, dank dünner Aufbissfläche.
- Durch die optimale Positionierung wird auch der Zahnzwischenraum gut dargestellt.
- Benutzerfreundliche Anwendung.
- Die Halter sind sowohl für den Ober- als auch den Unterkiefer geeignet.

Sensorenhalter Refill

Packung à 10 Stück

49.90

- REF 87 30 10 Bitewing Größe 1 (10 Stück)
- REF 87 30 55 Bitewing Größe 2 (10 Stück)
- REF 87 30 15 Periapical Größe 1 (je 5 Stück)
- REF 87 30 60 Periapical Größe 2 (je 5 Stück)
- REF 87 30 20 Posterior Größe 1 (je 5 Stück)
- REF 87 30 65 Posterior Größe 2 (je 5 Stück)
- REF 87 30 25 Endo Größe 1 (je 3 Stück)
- REF 87 30 70 Endo Größe 2 (je 3 Stück)

Foam Bite Blocks

Schaumstoff-Blöcke, selbstklebend

Packung à 200 Stück

REF 87 31 00

12.90

- Selbstklebender Filmhalter aus Schaumstoff (Patientenfreundlich).
- Geeignet für Front-, Seitenzahn- und Bissflügel-Aufnahmen.
- Hervorragende Haftung an konventionellen Röntgenfilmen oder Sensor-Schutzhüllen!



OPG Bite Block Sleeves

Schutzhüllen für OPG-Aufbissblöcke

Packung à 500 Stück

REF 86 41 85 Größe 1 (21x46 mm)

REF 86 41 90 Größe 2 (40x70 mm)

34.90

Die OPG Bite Block Schutzhüllen sind für alle OPG-Aufbissstücke und Anlagesegmente geeignet. Sie bestehen aus strukturiertem Vinyl und sind robust genug dem Aufbissdruck der Patienten stand zu halten.

Sensor Sleeves

Einweg-Sensorabdeckungen

Packung à 300 Stück

REF 87 31 05 Größe 1 (31x150 mm)

REF 87 31 50 Größe 2 (37x150 mm)

39.90



Sensor Sleeves Universal

Einweg-Sensorabdeckungen
(23,5x6 cm)

Packung à 300 Stück

REF 86 38 10

19.90



- Geeignet für alle Sensoren und Phosphorplatten (2x3 cm und 3x4 cm).
- Sehr weiches, aber stabiles Material mit abgerundeten Ecken für optimalen Patientenkomfort.
- Die angeraute Struktur der Schutzhülle macht das Einschieben des Sensors leichter.

Non Woven Swabs Vliesstoff-Kompresen 4-lagig

Packung à 100 Stück

REF 43 43 00 **5x5 cm**

REF 43 43 05 **10x10 cm**

ab 1.90



Yellow Point Non Woven Swabs unsteril sind sehr saugfähig und damit für das Aufsaugen von Körperflüssigkeiten geeignet (auch nach Extraktionen). Sie haften nicht an Wunden und bilden eine saubere Barriere zwischen der Wunde und der Aussenwelt. Die Kompresen sind 4-lagig. Farbe: weiß.

Yellow Point Gauze Swabs steril sind sehr saugfähig und damit für das Aufsaugen von Körperflüssigkeiten geeignet (auch nach Extraktionen). Sie haften nicht an Wunden und bilden eine saubere Barriere zwischen der Wunde und der Aussenwelt. Die Kompresen sind 12-lagig. Farbe: weiß.



Gauze Swabs Sterile Gazekompresen steril 12-lagig, hoch absorbierend

Packung à 100x 1 Stück

6.90

REF 43 47 50

Flexible Saliva Ejectors Speichelsauger flexibel

Packung à 100 Stück

REF 43 78 25 **transparent**

REF 43 78 26 **weiß**

REF 43 78 27 **blau**

REF 43 78 28 **grün**

REF 43 78 29 **gelb**

REF 43 78 30 **orange**

REF 43 78 35 **lavendel**

REF 43 78 37 **limette**

3.90



Die Speichelsauger von Yellow Point haben eine abnehmbare Kappe. Sie sind biegsam und durch die fest verschweißte Drahteinlage formstabil. Es handelt sich um ein Einweg-Produkt!

Maße:

Länge mit Kappe: 12,5 cm

Länge ohne Kappe: 11,8 cm

Durchmesser: 6,5 mm

Plastic Cups Mundspülbecher 150 cc

Packung à 30x 100 Stück

REF 45 01 36 **weiß**

REF 45 01 37 **gelb**

REF 45 01 38 **grün**

REF 45 01 39 **dunkelblau**

REF 45 01 40 **hellblau**

REF 45 01 41 **rosa**

REF 45 01 43 **lavendel**

REF 45 01 42 **orange**

REF 45 01 45 **limette**

69.90

- Einweg-Produkt.
- Durchmesser: 7 cm (oben), 4,5 cm (unten).
- Höhe: 9,3 cm.



Paper Cups Mundspülbecher 180 cc

Packung à 10x 100 Stück

REF 45 01 10

69.90

- Einweg-Produkt.
- Durchmesser: 7 cm (oben), 4,5 cm (unten).
- Höhe: 9,3 cm.
- 100% recyclebar.



Hand Towel Roll

Handtuchrollen, 1-lagig

REF 42 40 00 **Mini, 12 Rollen**
 REF 42 40 50 **Midi, 6 Rollen**

46.90



Diese Mehrzweck Papierwischtücher sind vielseitig einsetzbar sowie das Trocknen der Hände. Es rollt sich innen ab und mit einem entsprechenden Spender kompatibel. Das Papier ist extrem saugfähig.


Mini: 21,5 cm x 120 m.
 Midi: 21,5 cm x 275 m.

Hand Towels Interfolded Extra Soft

Handtücher Interfolded, extra weich, 22x42 cm

REF 42 35 50 **2-lagig, 20x 100 Stück**
 REF 42 35 60 **3-lagig, 20x 120 Stück**

49.90



Hand Towel Dispenser

Handtuchspender,
 Maße: 42x29x13,5 cm
 pro Stück

REF 42 35 35

39.90



Poly Coated Headrest Covers

Kopfschutztaschen
 Packung à 500 Stück

24.90

26.90

25x25 cm:

REF 42 71 79 **orange**
 REF 42 71 80 **weiß**
 REF 42 71 81 **limette**
 REF 42 71 82 **rosa**
 REF 42 71 83 **pfirsich**
 REF 42 71 84 **gelb**
 REF 42 71 85 **blau**
 REF 42 71 86 **grün**
 REF 42 71 87 **lavendel**
 REF 42 71 88 **hellblau**
 REF 42 71 89 **aqua**

25x33 cm:

REF 42 72 03 **orange**
 REF 42 71 90 **weiß**
 REF 42 72 02 **limette**
 REF 42 71 99 **rosa**
 REF 42 72 01 **pfirsich**
 REF 42 71 91 **gelb**
 REF 42 71 95 **blau**
 REF 42 71 96 **grün**
 REF 42 72 00 **lavendel**
 REF 42 71 97 **hellblau**
 REF 42 71 98 **aqua**



Die Yellow Point Kopfstützenschoner bestehen aus 2 Lagen Papier und 1 Lage Kunststoff (Polypropylen).

Dental Towels

Patienten-Servietten, 3-lagig,
33x45 cm

Packung à 4x 125 Stück

REF 42 04 05	weiß
REF 42 04 10	gelb
REF 42 04 15	grün
REF 42 04 20	dunkelblau
REF 42 04 22	hellblau
REF 42 04 25	aqua
REF 42 04 30	pfirsich
REF 42 04 35	rosa
REF 42 04 40	lavendel
REF 42 04 45	orange
REF 42 04 50	limette

23.90

Yellow Point Patientenservietten schützen den Patienten vor Verunreinigungen durch Speichel und/oder Blut.

Die Patientenservietten sind 3-lagig:

- 2 Lagen Gewebe
- 1 Lage Kunststoff

Maße: 33x45 cm.

Die Verpackung ist wiederverschließbar.



Dental Towel Dispenser

Servietten Spender,
Maße: 20x16x17 cm
pro Stück

REF 42 04 80

19.90

Disposable Bib Holders selbstklebend

Packung à 250 Stück

8.90

REF 42 05 35



Serviettenhalter Länge: 43 cm
Serviettenhalter Breite: 2,5 cm

- Einfach anzuwenden.
- Latexfrei und Elastisch.
- Haftet an jeder Serviette.
- Preiswerte und hygienische Alternative zu klassischen Serviettenhaltern

Napkinholder Coloured Serviettenhalter farbig

pro Stück

3.90

REF 42 05 60	rot
REF 42 05 65	weiß
REF 42 05 70	gelb
REF 42 05 75	grün
REF 42 05 80	dunkelblau
REF 42 05 82	hellblau
REF 42 05 85	rosa
REF 42 05 90	lavendel
REF 42 05 95	orange
REF 42 06 00	limette



Napkinholder Chain Model Serviettenhalter Kugelkette

pro Stück

6.90

REF 42 05 30



LATEX EXAMINATION GLOVES

Handschuhe mit Aloe Vera, puderfrei

9.90

Packung à 100 Stück

Die Aloe-Vera-Beschichtung auf der Innenseite pflegt die Haut und sorgt für einen hautfreundlichen Tragekomfort.

weiß:

REF 44 43 55 **x-small**
REF 44 43 60 **small**
REF 44 43 65 **medium**
REF 44 43 70 **large**
REF 44 43 75 **x-large**

grün:

REF 44 43 80 **x-small**
REF 44 43 85 **small**
REF 44 43 90 **medium**
REF 44 43 95 **large**
REF 44 44 00 **x-large**



Handschuhe leicht gepudert

Packung à 100 Stück

REF 44 20 00 **x-small**
REF 44 20 05 **small**
REF 44 20 10 **medium**
REF 44 20 15 **large**
REF 44 20 20 **x-large**

6.90

Handschuhe puderfrei

Packung à 100 Stück

REF 44 20 95 **x-small**
REF 44 21 00 **small**
REF 44 21 05 **medium**
REF 44 21 10 **large**
REF 44 21 15 **x-large**

7.90



SOFT NITRILE EXAMINATION GLOVES

Handschuhe puderfrei

7.90

Packung à 100 Stück

Wir sind stolz darauf, der Dentalindustrie unsere Soft-Nitril-Handschuhe vorstellen zu können. Es ist kein Zufall, dass diese starken, aber extrem dünnen Handschuhe ein so großer Erfolg in der medizinischen Welt sind.

Die Soft Nitrile Handschuhe bieten mehr Vorteile als bisherige Handschuhe:

- Latexfrei und puderfrei. Diese Handschuhe schützen Sie und Ihre Patienten vor einer Latexallergie.
- Extrem dünnes Material, für ein optimales Tastempfinden.
- Leicht texturiert für optimalen Grip.
- Perfekte Passform. Der Handschuh passt sich der Form Ihrer Hand an.

weiß

REF 44 22 50 **x-small**
REF 44 22 55 **small**
REF 44 22 60 **medium**
REF 44 22 65 **large**
REF 44 22 70 **x-large**

rosa

REF 44 22 72 **x-small**
REF 44 22 74 **small**
REF 44 22 76 **medium**
REF 44 22 78 **large**



VINYL EXAMINATION GLOVES

Handschuhe leicht gepudert

Packung à 100 Stück

in der Schweiz nicht lieferbar

REF 44 22 00 **small**
REF 44 22 05 **medium**
REF 44 22 10 **large**



Alle Yellow-Point-Untersuchungshandschuhe werden konform hergestellt:

- MDR (EU) 2017/745 (Klasse I)
- EN 455-1/2/3/4
- EN 374-1/2/4/5
- EN 420
- Qualitätsniveau AQL 1.5

Latex Finger Cots

Fingerlinge, leicht gepudert

Packung à 100 Stück **3.90**

- REF 44 76 05 small
- REF 44 76 10 medium
- REF 44 76 15 large
- REF 44 76 20 x-large



Surgical Tie-On Face Masks

OP-Masken zum Binden

Packung à 50 Stück

- REF 44 18 62 weiß
- REF 44 18 60 gelb
- REF 44 18 68 orange
- REF 44 18 67 rosa
- REF 44 18 64 lavendel
- REF 44 18 84 blau
- REF 44 18 66 aqua
- REF 44 18 65 limette
- REF 44 18 83 grün

7.90

Surgical Tie-On Face Masks, Anti-Fog

OP-Masken zum Binden

Packung à 50 Stück

- REF 44 18 88 weiß
- REF 44 18 87 gelb
- REF 44 18 92 orange
- REF 44 18 93 rosa
- REF 44 18 89 lavendel
- REF 44 18 85 blau
- REF 44 18 91 aqua
- REF 44 18 94 limette
- REF 44 18 86 grün

8.90

Surgical Earloop Face Masks

OP-Masken mit Gummibändern

Packung à 50 Stück

- REF 44 18 72 weiß
- REF 44 18 80 gelb
- REF 44 18 78 orange
- REF 44 18 75 rosa
- REF 44 18 82 lavendel
- REF 44 18 70 blau
- REF 44 18 77 aqua
- REF 44 18 79 limette
- REF 44 18 81 grün

Surgical Earloop Face Masks, Anti-Fog

OP-Masken mit Gummibändern

Packung à 50 Stück

- REF 44 19 54 weiß
- REF 44 19 57 gelb
- REF 44 19 66 orange
- REF 44 19 63 rosa
- REF 44 19 65 lavendel
- REF 44 19 55 blau
- REF 44 19 60 aqua
- REF 44 19 67 limette
- REF 44 19 56 grün


Surgical Earloop Face Masks with Face Shield

OP-Masken mit Gummibändern, mit Schirm

Packung à 25 Stück

- REF 44 19 70 grün
- REF 44 19 75 blau
- REF 44 19 80 rosa

29.90



YELLOW POINT OP-MASKEN:

- EN 14683:2019+AC:2019
- Typ IIR
- Spritzwasserschutz ≥ 16 kPa
- BFE $\geq 98\%$
- $\Delta P < 60,0$ Pa/cm²
- Leichte Atmungsaktivität

Anti-Fog
=
Für Brillenträger
empfohlen!



Disposable Dappen Dishes

Einmal-Dappengläser

Packung à 4x 50 Stück

- REF 45 17 35 Sortiment (weiß, rot, gelb and blau)
- REF 45 17 36 weiß
- REF 45 17 37 rot
- REF 45 17 38 gelb
- REF 45 17 39 blau



6.90

The Yellow Point Disposable Dappen Dishes slides are made of plastic and are used für mixing powder and liquids.

Disposable Instrument Trays

Instrumenteneinsätze

Packung à 400 Stück

- REF 45 17 50 weiß
- REF 45 17 51 gelb
- REF 45 17 52 grün
- REF 45 17 53 dunkelblau
- REF 45 17 54 hellblau
- REF 45 17 58 lavendel
- REF 45 17 59 orange

32.90



Tray Paper in Holder


Filterpapier für Trays, in Entnahmebox

Packung à 250 Stück



18x28 cm:

- REF 42 76 70 weiß
- REF 42 76 71 gelb
- REF 42 76 74 orange
- REF 42 76 76 rosa
- REF 42 76 77 lavendel
- REF 42 76 73 dunkelblau
- REF 42 76 78 limette
- REF 42 76 80 grün




4.90

28x36 cm:

- REF 42 76 75 weiß
- REF 42 76 86 rosa
- REF 42 76 87 lavendel
- REF 42 76 83 blau
- REF 42 76 90 limette



9.90



Tray Paper White

Filterpapier für Trays, weiß
ohne Entnahmebox,
18x28 cm

Packung à 250 Stück

REF 42 76 60

4.90





Cotton Roll Dispenser
Watterollendispenser weiß (leer),
10(H)x4,8(B)x9,5(T) cm
pro Stück

REF 43 07 25

9.90



Cotton Rolls
Watterollen **ab 4.90**

REF 43 06 70 **Nr.1 (±350 g – Ø 8mm)**
Packung à 1.000 Stück

REF 43 06 75 **Nr.2 (±450 g – Ø 10 mm)**
Packung à 1.000 Stück

REF 43 06 80 **Nr.3 (±680 g – Ø 12 mm)**
Packung à 1.000 Stück

REF 43 06 82 **Nr.4 (±420 g – Ø 14 mm)**
Packung à 500 Stück



Yellow Point Watterollen bestehen zu 100% aus chlorfrei gebleichter Baumwolle. Das hohe Absorptionsvermögen schützt zuverlässig vor Speichelfluss und Flüssigkeiten. Gleichzeitig hält Sie Wange und Zunge ab und sorgt somit für gute Sicht auf den Eingriffsbereich.

Die Aufbewahrung der Watterollen erfolgt im praktischen Spender.

- Standfest durch hohes Eigengewicht;
- Antirutsch-Beschichtung an der Unterseite;
- Gehäuse aus unempfindlichem Kunststoff.

Interdental Cleaners
Interdentalbürsten Sortiment Box,
13,5x8,5x9 cm

bestehend aus:

- 250x Bürsten xxs lang (2,5 mm)
- 150x Bürsten x-small (3 mm)
- 100x Bürsten small (4 mm)
- 100x Bürsten medium (5 mm)
- 50x Bürsten medium/large (6,5 mm)
- 50x Bürsten large (8 mm)



REF 76 82 20

99.90

Interdentalbürsten, Refills

bestehend aus 12x5 Stück:

- REF 76 81 00 **xxs kurz (2,5 mm)**
REF 76 81 05 **xxs lang (2,5 mm)**
REF 76 81 10 **x-small (3 mm)**
REF 76 81 15 **small (4 mm)**
REF 76 81 20 **medium (5 mm)**
REF 76 81 25 **medium/large (6,5 mm)**
REF 76 81 30 **large (8 mm)**

14.90

bestehend aus 100 Stück:

- REF 76 81 50 **xxs kurz (2,5 mm)**
REF 76 81 55 **xxs lang (2,5 mm)**
REF 76 81 60 **x-small (3 mm)**
REF 76 81 65 **small (4 mm)**
REF 76 81 70 **medium (5 mm)**
REF 76 81 75 **medium/large (6,5 mm)**
REF 76 81 80 **large (8 mm)**

18.90



bestehend aus 200 Stück:

- REF 76 81 90 **xxs kurz (2,5 mm)**
REF 76 81 95 **xxs lang (2,5 mm)**
REF 76 82 00 **x-small (3 mm)**
REF 76 82 05 **small (4 mm)**
REF 76 82 10 **medium (5 mm)**
REF 76 82 15 **medium/large (6,5 mm)**
REF 76 82 17 **large (8 mm)**

24.90

Yellow Point Interdentalbürsten sorgen für optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen. Unsere Bürsten werden mit einer Drahteinlage ausgeliefert und können problemlos in die gewünschte Form gebracht werden. Interdentalbürsten entfernen zuverlässig Zahnbelag und Speisereste.

Die Yellow Point Interdentalbürsten sind in verschiedenen Größen erhältlich.